

stryker

Universal CMF series

顎顔面外科プレートシステム 総合カタログ



Table of Contents

目次

システムの特徴	03
スマートロックポリアクシャルロッキング機構	03
カラーコーディングの説明	03
スクリューの表記	03

各システムの概要	04
-----------------------	----

上顔面・眼窩底骨折

ユニバーサル アッパーフェイス モジュール	06
-----------------------------	----

中顔面骨折

ユニバーサル ミッドフェイス モジュール	11
----------------------------	----

下顎骨折

ユニバーサル マンディブル モジュール	16
---------------------------	----

顎矯正

ユニバーサル オーソグナティック モジュール	22
------------------------------	----

下顎骨再建

ユニバーサル リコンストラクション モジュール	28
-------------------------------	----

中顔面・下顎骨折/顎矯正

ライビンガー MP ミニプレーティング モジュール	35
---------------------------------	----

オプション器械

ライトアングルスクリュードライバー	41
-------------------------	----



索引	42
-----------------	----

Universal CMF Series

システムの特徴

スマートロックポリアクシャルロッキング機構

ロッキングスクリューは、ヘッド下にねじ切りを有し、スクリュー挿入時にプレートホール内側の「リップ」に噛み込む事によってロッキングされます。
ロッキングスクリューは垂直方向から最大振り角 ± 10 度の範囲でのポリアクシャルロッキングが可能です。








カラーコーディングの説明

スクリュー径のカラーコーディング

1.2mm	■
1.7mm	■
2.0mm	■
2.0mm	■
2.3mm	■


スクリューのカラーコーディング化

セルフタッピング スクリュー	
セルフタッピング MP スクリュー	
セルフタッピング エマージェンシー スクリュー	
セルフドリリング スクリュー	
セルフタッピング ロッキングスクリュー	

各モジュールのカラーコーディング

1.2mm	アッパーフェイス モジュール
1.7mm	ミッドフェイス モジュール
2.0mm	マンディブル モジュール
1.7/2.0mm	オーソグナティック モジュール
2.0/2.3mm	リコンストラクション モジュール
2.0mm	MP モジュール

スクリューの表記



※スクリューヘッドはクロスピン形状を採用


Universal CMF Series

各システムの概要

1.2mm Universal Upper-Face Module

ユニバーサル アッパーフェイス モジュール

- 2種類のスクリュー（セルフタッピング・セルフドリリング）
- 部位・症例に応じて、マリアブル(0.5mm厚・ブルー)・スタンダード(0.6mm厚・ゴールド)プレートの選択が可能
- 眼窩底骨折に対応したオービタルフロアプレート



適応部位



1.7mm Universal Mid-Face Module

ユニバーサル ミッドフェイス モジュール

- 3種類のスクリュー（セルフタッピング・セルフドリリング・ロッキング）
※ロッキングスクリューはロッキングプレートのみに対応
- 部位・症例に応じて、スタンダード(0.6mm厚・ゴールド)・ロッキング(0.8mm厚・シルバー)プレートの選択が可能



適応部位




2.0mm Universal Mandible Module

ユニバーサル マンディブル モジュール

- 2種類のスクリュー（セルフタッピング・ロッキング）
部位・症例に応じて、ミニプレート(1.0mm厚・ブルー)・フラクチャープレート(1.5mm厚・ゴールド)の選択が可能
- ミニプレート(ブルー)はリバーシブル



適応部位



1.7/2.0mm Universal Orthognathic Module

ユニバーサル オーソグナティック モジュール

- 3種類のスクリュー(セルフタッピング・セルフドリリング・ロックング)
※セルフドリリングスクリューはオプション
- 顎変形症手術に特化したプレートラインナップ
 - ▶ ルフォーIプレート、SSROプレート、チンプレート
- 口腔内アプローチのインスツルメントとしてのライトアングルスクリュードライバー(オプション)



適応部位



2.0/2.3mm Universal Reconstruction Module

ユニバーサル リコンストラクション モジュール

- 2種類のスクリュー(セルフタッピング・ロックング)
 - ▶ 3種類の径(2.0/2.3/2.7mm)から選択可能
- 用途に応じて2種類(1.5mm厚・ゴールド、2.8mm厚・シルバー)のプレート選択が可能
 - ▶ 2.0/2.3/2.7mm全サイズのスクリューに対応
- ベンディングが容易なアノミカルにプレベンディングされたプレート



適応部位



2.0mm Leibinger MP Mini Plating Module

ライビンガー MP ミニプレーティング モジュール

- WurzburgシステムとSteinhauserシステムを統合
- 汎用性のある豊富なインプラントラインナップ
- 操作性の良いシンプルな器械



適応部位



Right Angled Screwdriver


ライトアングルスクリュードライバー

- 口腔内からアプローチし、垂直方向へのドリリング・スクリュー挿入が可能
- 電動ドリルシステムへの接続によるドリリング
- ヘッド部の更なるロープロファイル化
- ドライバー操作をアシストするエクスターナルハンドル
- 有効長が短く改良されたツイストドリル



上顔面・眼窩底骨折

ユニバーサル アッパーフェイス モジュール



インプラントトレイ

29-12000 U-CMFアッパーフェイスモジュールケース

29-12001 U-CMFアッパーフェイス内部トレイ

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名


1) 21600BZY00128000
2) 21700BZY00632000
3) 22100BZX00883000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー
ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)
ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

1.2mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-12003¹⁾	21-12003²⁾	1.2×3mm
51-12004¹⁾	21-12004²⁾	1.2×4mm
51-12005¹⁾	21-12005²⁾	1.25×5mm
51-12006¹⁾	21-12006²⁾	1.25×6mm
51-12007¹⁾	21-12007²⁾	1.25×7mm
51-12008¹⁾	21-12008²⁾	1.25×8mm
51-12010¹⁾	21-12010²⁾	1.25×10mm
51-12012¹⁾	21-12012²⁾	1.25×12mm



1.2mm セルフドリリングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-12903¹⁾	21-12903²⁾	1.2×3mm
51-12904¹⁾	21-12904²⁾	1.2×4mm

1.4mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-14003¹⁾		1.4×3mm
51-14005¹⁾	21-14005²⁾	1.4×5mm
51-14007¹⁾	21-14007²⁾	1.4×7mm
51-14009¹⁾		1.4×9mm

ツイストドリル(滅菌)



91-09504³⁾ 径 0.9mm 長さ 46mm WR 5mm 滅菌



91-10506³⁾ 径 1.0mm 長さ 50mm WR 7mm 滅菌



91-10512³⁾ 径 1.0mm 長さ 54mm WR 13mm 滅菌

スタンダードプレート 0.6mm厚

医療機器承認番号

1) 21600BZY00235000
2) 21800BZY10092000

販売名

ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール
ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール(滅菌)

ストレート型プレート




24穴ストレート

未滅菌

滅菌

55-06224¹⁾11-06224²⁾

3D型プレート




6×2穴

未滅菌

滅菌

55-06233¹⁾11-06233²⁾

L型プレート



8穴

未滅菌

滅菌

55-06260¹⁾ 左11-06260²⁾ 左55-06261¹⁾ 右11-06261²⁾ 右

T型プレート



7穴

未滅菌

滅菌

55-06270¹⁾11-06270²⁾

ダブルY型プレート



7穴

未滅菌

滅菌

55-06240¹⁾11-06240²⁾

カーブ型プレート



4穴カーブ

未滅菌

滅菌

55-06254¹⁾11-06254²⁾

10穴カーブ

未滅菌

滅菌

55-06250¹⁾11-06250²⁾

オービタルプレート 0.3mm厚


医療機器承認番号	販売名
1) 21600BZY00267000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール
2) 22100BZX00485000	ライピンガー骨手術器具
3) 21800BZY10093000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール(滅菌)
4) 16200BZY01088000	メッシュプレート



スモール 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

54-03003¹⁾ 10-03003³⁾



ミディアム 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

54-03002¹⁾ 10-03002³⁾



ラージ 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

54-03001¹⁾ 11-03001³⁾

対応テンプレート


スモール/ミディアム

54-03000²⁾

ラージ

54-04000²⁾

マイクロメッシュ



厚さ0.1mm 未滅菌

120×120mm


54-00260⁴⁾



厚さ0.1mm 未滅菌

60×60mm

54-00262⁴⁾



厚さ0.2mm 未滅菌

120×120mm

54-00270⁴⁾



厚さ0.2mm 未滅菌

60×60mm

54-00272⁴⁾

1.2mm アッパーフェイス 器械セット



U-CMFアッパーミッドフェイス器械トレイ
29-13030



U-CMF プレート把持鑷子
アングル
01-08110



U-CMF プレートベンダーカッター
アッパーミッドフェイス用 右
62-12175



U-CMF アデラープライヤー
アッパーミッドフェイス用
62-12173



プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用
62-18330

U-CMF プレートベンダー
アッパーミッドフェイス用 左
62-12176



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)
1.2/1.7mm クロスピン型
62-20285



U-CMF スクリュードライバーブレード
1.2/1.7mm クロスピン型
62-12170



U-CMF 滅菌コンテナ
29-13015



U-CMF 滅菌コンテナ
上フタ
29-13016



U-CMF アクセサリートレイ
29-13022

中顔面骨折

ユニバーサル ミッドフェイス モジュール



インプラントトレイ

- 29-17000** U-CMF ミッドフェイスモジュールケース
29-17001 U-CMF ミッドフェイスフラクチャー内部トレイ

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号


販売名

1) 21600BZY00128000 ユニバーサルチタンボーンスクリュー
 2) 21700BZY00632000 ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)
 3) 22100BZX00883000 ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

1.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17003¹⁾	21-17003²⁾	1.7×3mm
51-17004¹⁾	21-17004²⁾	1.7×4mm
51-17005¹⁾	21-17005²⁾	1.7×5mm
51-17006¹⁾	21-17006²⁾	1.7×6mm
51-17007¹⁾		1.7×7mm
51-17008¹⁾	21-17008²⁾	1.7×8mm
51-17010¹⁾		1.7×10mm
51-17012¹⁾		1.7×12mm



1.7mm セルフドリリングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17903¹⁾	21-17903²⁾	1.7×3mm
51-17904¹⁾	21-17904²⁾	1.7×4mm
51-17905¹⁾		1.7×5mm
51-17906¹⁾		1.7×6mm

1.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17504¹⁾	21-17504²⁾	1.7×4mm
51-17505¹⁾	21-17505²⁾	1.7×5mm
51-17506¹⁾	21-17506²⁾	1.7×6mm

1.9mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-19003¹⁾		1.9×3mm
51-19005¹⁾	21-19005²⁾	1.9×5mm
51-19007¹⁾	21-19007²⁾	1.9×7mm

ツイストドリル(滅菌)



91-13505³⁾ 径 1.35mm 長さ50mm WL 5mm 滅菌



91-13506³⁾ U-CMF スクリュードライバーブレード 径 1.35mm 長さ 50mm WR 7mm 滅菌



91-13512³⁾ 径 1.4mm 長さ 54mm WR 13mm 滅菌

スタンダードプレート 0.6mm厚

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00235000

ユニバーサルCMP頭蓋/ミッドフェイスモジュール

2) 21800BZY10092000

ユニバーサルCMP頭蓋/ミッドフェイスモジュール(滅菌)

ストレート型プレート



4穴 ストレート

未滅菌

滅菌

55-06704¹⁾11-06704²⁾

24穴 ストレート

未滅菌

滅菌

55-06724¹⁾11-06724²⁾

カーブ型プレート



4穴 カーブ

未滅菌

滅菌

55-06754¹⁾11-06754²⁾

10穴 カーブ

未滅菌

滅菌

55-06750¹⁾11-06750²⁾

T型プレート



5穴

未滅菌

滅菌

55-06771¹⁾11-06771²⁾

Y型プレート



5穴 8mm

未滅菌

滅菌

55-05151¹⁾11-05151²⁾

ダブルY型プレート




7穴 WY型

未滅菌

滅菌

55-05164¹⁾11-05164²⁾


L型プレート



5穴 2mm 100°

未滅菌


滅菌

55-06760¹⁾ 左11-06760²⁾ 左55-06761¹⁾ 右11-06761²⁾ 右

5穴 5mm 100°

未滅菌


滅菌

55-06762¹⁾ 左11-06762²⁾ 左55-06763¹⁾ 右11-06763²⁾ 右

6穴 8mm 100°

未滅菌

滅菌

55-06764¹⁾ 左11-06764²⁾ 左55-06765¹⁾ 右11-06765²⁾ 右

6穴 12mm 100°

未滅菌

滅菌

55-06766¹⁾ 左11-06766²⁾ 左55-06767¹⁾ 右11-06767²⁾ 右

ロッキングプレート 0.8mm厚

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00267000

ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール

2) 21800BZY10093000

ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール(滅菌)

ストレート型プレート



16穴 ストレート

未滅菌

滅菌

55-05716¹⁾ 11-05716²⁾

カーブ型プレート



8穴 カーブ

未滅菌

滅菌

55-05758¹⁾ 11-05758²⁾

Y型プレート



5穴 4mm

未滅菌

滅菌

55-05751¹⁾ 11-05751²⁾

5穴 8mm

未滅菌

55-05752¹⁾

ダブルY型プレート



7穴

未滅菌

滅菌

55-05742¹⁾ 11-05742²⁾


3D型プレート



2×2穴

未滅菌

滅菌

55-05731¹⁾ 11-05731²⁾

6×2穴

未滅菌

55-05733¹⁾

L型プレート



5穴 2mm

未滅菌

滅菌

55-05761¹⁾ 11-05761²⁾

5穴 5mm

未滅菌

滅菌

55-05763¹⁾ 11-05763²⁾

6穴 8mm

未滅菌

滅菌

55-05765¹⁾ 11-05765²⁾

6穴 12mm (1.0mm厚)

未滅菌

滅菌

55-05767¹⁾ 11-05767²⁾

1.7mm アッパーフェイス 器械セット



U-CMFアッパーミッドフェイス器械トレイ
29-13030



U-CMF プレート把持鑷子
アングル
01-08110



U-CMF プレートベンダーカッター
アッパーミッドフェイス用 右
62-12175



U-CMF アデラープライヤー
アッパーミッドフェイス用
62-12173



プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用
62-18330

U-CMF プレートベンダー
アッパーミッドフェイス用 左
62-12176



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)
1.2/1.7mm クロスピン型
62-20285



U-CMF スクリュードライバーブレード
1.2/1.7mm クロスピン型
62-12170



カニューレ付きフォーク用ハンドル
U-CMF用
62-20000



U-CMF ドリルガイド
1.7mm ロッキングスクリュー
62-17517



U-CMF スクリュードライバーブレード
1.2/1.7mm クロスピン型
62-12170



U-CMF 滅菌コンテナ
29-13015



U-CMF 滅菌コンテナ
上フタ
29-13016



U-CMF アクセサリートレイ
29-13022

下顎骨折

ユニバーサル マンディブル モジュール



インプラントトレイ

- 29-20230** U-CMF 下顎モジュールケース
- 29-20231** U-CMF 下顎モジュール内部トレイ

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー


2)21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)

2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404¹⁾	21-20404²⁾	2.0×4mm
52-20405¹⁾	21-20405²⁾	2.0×5mm
52-20406¹⁾	21-20406²⁾	2.0×6mm
52-20407¹⁾		2.0×7mm
52-20408¹⁾	21-20408²⁾	2.0×8mm
52-20410¹⁾	21-20410²⁾	2.0×10mm
52-20412¹⁾	21-20412²⁾	2.0×12mm
52-20414¹⁾	21-20414²⁾	2.0×14mm
52-20416¹⁾	21-20416²⁾	2.0×16mm
52-20418¹⁾		2.0×18mm
52-20420¹⁾		2.0×20mm



2.0mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20504¹⁾	21-20504²⁾	2.0×4mm
52-20505¹⁾	21-20505²⁾	2.0×5mm
52-20506¹⁾	21-20506²⁾	2.0×6mm
52-20507¹⁾	21-20507²⁾	2.0×7mm
52-20508¹⁾	21-20508²⁾	2.0×8mm
52-20510¹⁾	21-20510²⁾	2.0×10mm
52-20512¹⁾	21-20512²⁾	2.0×12mm
52-20514¹⁾	21-20514²⁾	2.0×14mm
52-20516¹⁾	21-20516²⁾	2.0×16mm
52-20518¹⁾		2.0×18mm
52-20520¹⁾		2.0×20mm

2.3mm セルフタッピングスクリュー(エマージェンシー)



未滅菌	滅菌	規格
52-23404¹⁾	21-23404²⁾	2.3×4mm
52-23406¹⁾	21-23406²⁾	2.3×6mm
52-23408¹⁾	21-23408²⁾	2.3×8mm
52-23410¹⁾	21-23410²⁾	2.3×10mm
52-23412¹⁾	21-23412²⁾	2.3×12mm
52-23414¹⁾	21-23414²⁾	2.3×14mm
52-23416¹⁾	21-23416²⁾	2.3×16mm
52-23418¹⁾	21-23418²⁾	2.3×18mm
52-23420¹⁾	21-23420²⁾	2.3×20mm

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00128000


ユニバーサルチタンボンスクリュー

2) 21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌)

3) 22100BZX00883000

ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)



ツイストドリル(滅菌)

**91-16005³⁾**

径 1.6mm 長さ 50mm WL 5mmストップ 滅菌

**91-16007³⁾**

径 1.6mm 長さ 50mm 7mmストップ 滅菌

**91-16035³⁾**

径 1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌

**91-16535³⁾**

径 1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

ミニプレート 1.0mm厚(リバーシブル)

ストレート型プレート



4穴

未滅菌

滅菌

55-10504¹⁾ 11-10504²⁾

6穴

未滅菌

滅菌

55-10506¹⁾ 11-10506²⁾

4穴 バー付

未滅菌

滅菌

55-10505¹⁾ 11-10505²⁾

4穴 直ロング

未滅菌

滅菌

55-10503¹⁾ 11-10503²⁾

6穴 直ロング

未滅菌

滅菌

55-10507¹⁾ 11-10507²⁾

16穴

未滅菌

55-10516¹⁾


16穴 ロッキング直

未滅菌

滅菌


55-10515¹⁾ 11-10515²⁾

3D型プレート



4×2穴 正方形

未滅菌

55-10542¹⁾

6×2穴 正方形カーブ

未滅菌

55-10562¹⁾

T型プレート



9穴

未滅菌

55-10569³⁾

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00080000

ユニバーサルCMF下顎骨折モジュール

2)21800BZY10089000

ユニバーサルCMF下顎骨折モジュール(滅菌)

3)22300BZX00342000

ユニバーサルCMFミニプレート(MP)モジュール

フラクチャープレート 1.5mm厚

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00080000

ユニバーサルCMF下顎骨折モジュール

2) 21800BZY10089000

ユニバーサルCMF下顎骨折モジュール(滅菌)



4穴

未滅菌

55-15504¹⁾

滅菌

11-15504²⁾



4穴 バー付

未滅菌

55-15505¹⁾

滅菌

11-15505²⁾



6穴

未滅菌

55-15506¹⁾

滅菌

11-15506²⁾



6穴 バー付

未滅菌

55-15507¹⁾

滅菌

11-15507²⁾



14穴

未滅菌

55-15514¹⁾

滅菌

11-15514²⁾



6穴 140°

未滅菌

55-15536¹⁾

滅菌

11-15536²⁾

2.0mm マンディブル 器械セット



U-CMF 顎骨器具トレイ
29-13020



U-CMF プレート把持鑷子
アングル
01-08110



U-CMFベンダー・カッター
左 右
64-00242 64-00243



U-CMF スクリュードライバーブレード
2.0/2.3/2.7mm
62-20130



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル
62-20290



U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド
62-20295



U-CMF ドリルガイド正円
2.0mm
62-00201



U-CMF トロッカーハンドル
62-00301



チークレトラクター
62-00301保持用
62-00302



U-CMF トロッカー
62-00303



デプスゲージ
01-08730



U-CMF 滅菌コンテナー
29-13015



U-CMF 滅菌コンテナー
上フタ
29-13016



U-CMF アクセサリートレイ
29-13022

顎矯正

ユニバーサル オーソグナティック モジュール



インプラントトレイ

- 29-17200** U-CMF 矯正モジュールケース
- 29-17201** U-CMF 矯正モジュール内部トレイ
- 29-17202** U-CMF 矯正モジュールプレバントトレイ

ボーンスクリュー、クロスピン

1.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17003¹⁾	21-17003²⁾	1.7×3mm
51-17004¹⁾	21-17004²⁾	1.7×4mm
51-17005¹⁾	21-17005²⁾	1.7×5mm
51-17006¹⁾	21-17006²⁾	1.7×6mm
51-17007¹⁾		1.7×7mm
51-17008¹⁾	21-17008²⁾	1.7×8mm
51-17010¹⁾		1.7×10mm
51-17012¹⁾		1.7×12mm

1.7mm セルフドリリングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17903¹⁾	21-17903²⁾	1.7×3mm
51-17904¹⁾	21-17904²⁾	1.7×4mm
51-17905¹⁾		1.7×5mm
51-17906¹⁾		1.7×6mm


ツイストドリル(滅菌)

91-13505⁷⁾	径1.35mm 長さ 50mm WL 5mm	滅菌
91-13506⁷⁾	径1.35mm 長さ 50mm WR 7mm	滅菌
91-13512⁷⁾	径1.4mm 長さ 54mm WR 13mm	滅菌

医療機器承認番号

販売名

- 1) 21600BZY00128000 ユニバーサルチタンボーンスクリュー
- 2) 21700BZY00632000 ユニバーサルチタンボーンスクリュー (滅菌)
- 3) 21600BZY00235000 ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール
- 4) 21800BZY10092000 ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール (滅菌)
- 5) 21600BZY00267000 ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール
- 6) 21800BZY10093000 ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール (滅菌)
- 7) 22100BZX00883000 ユニバーサルCMFツイストドリル (滅菌)



1.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17504¹⁾	21-17504²⁾	1.7×4mm
51-17505¹⁾	21-17505²⁾	1.7×5mm
51-17506¹⁾	21-17506²⁾	1.7×6mm

1.9mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-19005¹⁾	21-19005²⁾	1.9×5mm
51-19007¹⁾	21-19007²⁾	1.9×7mm
51-19009¹⁾		1.9×9mm

スタンダードプレート 0.6mm厚

左	右	5穴 L型 2mm 100°
未滅菌	滅菌	
55-06760³⁾	11-06760⁴⁾	左
55-06761³⁾	11-06761⁴⁾	右

左	右	5穴 L型 5mm 100°
未滅菌	滅菌	
55-06762³⁾	11-06762⁴⁾	左
55-06763³⁾	11-06763⁴⁾	右

左	右	6穴 L型 8mm 100°
未滅菌	滅菌	
55-06764³⁾	11-06764⁴⁾	左
55-06765³⁾	11-06765⁴⁾	右

左	右	6穴 L型 12mm 100°
未滅菌	滅菌	
55-06766³⁾	11-06766⁴⁾	左
55-06767³⁾	11-06767⁴⁾	右

ロッキングプレート 0.8mm厚



5穴 L型 2mm

未滅菌	滅菌
55-05761⁵⁾	11-05761⁶⁾



5穴 L型 5mm

未滅菌	滅菌
55-05763⁵⁾	11-05763⁶⁾



6穴 L型 8mm

未滅菌	滅菌
55-05765⁵⁾	11-05765⁶⁾



6穴 L型 12mm (1.0mm厚)

未滅菌	滅菌
55-05767⁵⁾	11-05767⁶⁾

ルフォー I プレート 0.9mm厚

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00185000

ユニバーサルCMF顎矯正モジュール

2)21800BZY10090000

ユニバーサルCMF顎矯正モジュール(滅菌)



11穴 0mm

未滅菌

滅菌

55-11700¹⁾ 左 **11-11700²⁾** 左**55-12700¹⁾** 右 **11-12700²⁾** 右

11穴 3mm

未滅菌

滅菌

55-11703¹⁾ 左 **11-11703²⁾** 左**55-12703¹⁾** 右 **11-12703²⁾** 右

11穴 4mm

未滅菌


滅菌

55-11704¹⁾ 左 **11-11704²⁾** 左**55-12704¹⁾** 右 **11-12704²⁾** 右

11穴 6mm


未滅菌

滅菌

55-11706¹⁾ 左 **11-11706²⁾** 左**55-12706¹⁾** 右 **11-12706²⁾** 右

11穴 8mm

未滅菌

55-11708¹⁾ 左**55-12708¹⁾** 右

11穴 10mm

未滅菌

55-11710¹⁾ 左**55-12710¹⁾** 右

チンプレート 0.6mm厚



6穴 4mm

未滅菌

滅菌

55-10704¹⁾ **11-10704²⁾**

6穴 6mm

未滅菌

滅菌

55-10706¹⁾ **11-10706²⁾**

6穴 8mm

未滅菌

滅菌

55-10708¹⁾ **11-10708²⁾**

6穴 10mm

未滅菌


滅菌

55-10710¹⁾ **11-10710²⁾**

6穴 12mm

未滅菌

滅菌

55-10712¹⁾ **11-10712²⁾**

ステップ長(mm)

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー

2) 21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)


3) 22100BZX00883000

ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404¹⁾	21-20404²⁾	2.0×4mm
52-20405¹⁾	21-20405²⁾	2.0×5mm
52-20406¹⁾	21-20406²⁾	2.0×6mm
52-20407¹⁾		2.0×7mm
52-20408¹⁾	21-20408²⁾	2.0×8mm
52-20410¹⁾	21-20410²⁾	2.0×10mm
52-20412¹⁾	21-20412²⁾	2.0×12mm
52-20414¹⁾	21-20414²⁾	2.0×14mm
52-20416¹⁾	21-20416²⁾	2.0×16mm
52-20418¹⁾		2.0×18mm
52-20420¹⁾		2.0×20mm



2.0mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20504¹⁾	21-20504²⁾	2.0×4mm
52-20505¹⁾	21-20505²⁾	2.0×5mm
52-20506¹⁾	21-20506²⁾	2.0×6mm
52-20507¹⁾	21-20507²⁾	2.0×7mm
52-20508¹⁾	21-20508²⁾	2.0×8mm
52-20510¹⁾	21-20510²⁾	2.0×10mm
52-20512¹⁾	21-20512²⁾	2.0×12mm
52-20514¹⁾	21-20514²⁾	2.0×14mm
52-20516¹⁾	21-20516²⁾	2.0×16mm
52-20518¹⁾		2.0×18mm
52-20520¹⁾		2.0×20mm

ツイストドリル(滅菌)



91-16005³⁾ 径1.6mm 長さ 50mm WL 5mmストップ 滅菌



91-16035³⁾ 径1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌



91-16535³⁾ 径1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

2.3mm セルフタッピングスクリュー(エマージェンシー)




未滅菌	滅菌	規格
52-23404¹⁾	21-23404²⁾	2.3×4mm
52-23406¹⁾	21-23406²⁾	2.3×6mm
52-23408¹⁾	21-23408²⁾	2.3×8mm
52-23410¹⁾	21-23410²⁾	2.3×10mm
52-23412¹⁾	21-23412²⁾	2.3×12mm
52-23414¹⁾	21-23414²⁾	2.3×14mm
52-23416¹⁾	21-23416²⁾	2.3×16mm
52-23418¹⁾	21-23418²⁾	2.3×18mm
52-23420¹⁾	21-23420²⁾	2.3×20mm

医療機器承認番号

販売名

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) 21600BZY00128000 | ユニバーサルチタンボンスクリュー |
| 2) 21700BZY00632000 | ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌) |
| 3) 21600BZY00185000 | ユニバーサルCMF顎矯正モジュール |
| 4) 21800BZY10090000 | ユニバーサルCMF顎矯正モジュール(滅菌) |



サジタルスプリットプレート 1.0mm厚



6穴 6mm カーブ

未滅菌 滅菌

55-10554³⁾ **11-10554⁴⁾**

6穴 12mm カーブ

未滅菌 滅菌

55-10556³⁾ **11-10556⁴⁾**

4穴 6mm ストレート

未滅菌 滅菌

55-10564³⁾ **11-10564⁴⁾**

4穴 12mm ストレート

未滅菌 滅菌

55-10566³⁾ **11-10566⁴⁾**

1.7/2.0mm オースグナティック 器械セット



U-CMF 矯正器械用トレイ
29-13040



セルフリテイニングプレート鑷子
アングル型
01-08115



U-CMF プレートベンダーカッター
アッパーミッドフェイス用 右
62-12175

U-CMF プレートベンダー
アッパーミッドフェイス用 左
62-12176



U-CMF スクリュードライバーブレード
1.2/1.7mm クロスピン型
62-12170



U-CMF スクリュードライバーブレード
2.0/2.3/2.7mm
62-20130



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)
62-20285



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル
62-20290



U-CMF スクリュードライバーリボルビンググリッド
62-20295



U-CMF ドリルガイド正円
2.0mm
62-00201



U-CMF トロッカーハンドル
62-00301



チークレトラクター
62-00301保持用
62-00302



U-CMF トロッカー
62-00303



デプスゲージ
01-08730



U-CMF 滅菌コンテナ
29-13015




U-CMF 滅菌コンテナ
上フタ
29-13016



U-CMF アクセサリートレイ
29-13022

下顎骨再建

ユニバーサル リコンストラクション モジュール



インプラントトレイ

29-13060 U-CMF 再建モジュール

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー

2) 21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)


3) 22100BZX00883000

ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404¹⁾	21-20404²⁾	2.0×4mm
52-20405¹⁾	21-20405²⁾	2.0×5mm
52-20406¹⁾	21-20406²⁾	2.0×6mm
52-20407¹⁾		2.0×7mm
52-20408¹⁾	21-20408²⁾	2.0×8mm
52-20410¹⁾	21-20410²⁾	2.0×10mm
52-20412¹⁾	21-20412²⁾	2.0×12mm
52-20414¹⁾	21-20414²⁾	2.0×14mm
52-20416¹⁾	21-20416²⁾	2.0×16mm
52-20418¹⁾		2.0×18mm
52-20420¹⁾		2.0×20mm



2.0mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20504¹⁾	21-20504²⁾	2.0×4mm
52-20505¹⁾	21-20505²⁾	2.0×5mm
52-20506¹⁾	21-20506²⁾	2.0×6mm
52-20507¹⁾	21-20507²⁾	2.0×7mm
52-20508¹⁾	21-20508²⁾	2.0×8mm
52-20510¹⁾	21-20510²⁾	2.0×10mm
52-20512¹⁾	21-20512²⁾	2.0×12mm
52-20514¹⁾	21-20514²⁾	2.0×14mm
52-20516¹⁾	21-20516²⁾	2.0×16mm
52-20518¹⁾		2.0×18mm
52-20520¹⁾		2.0×20mm


ツイストドリル(滅菌)

**91-16035³⁾**

径 1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌

**91-16535³⁾**

径 1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌



医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌)
3)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

2.3mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-23404¹⁾	21-23404²⁾	2.3×4mm
52-23406¹⁾	21-23406²⁾	2.3×6mm
52-23408¹⁾	21-23408²⁾	2.3×8mm
52-23410¹⁾	21-23410²⁾	2.3×10mm
52-23412¹⁾	21-23412²⁾	2.3×12mm
52-23414¹⁾	21-23414²⁾	2.3×14mm
52-23416¹⁾	21-23416²⁾	2.3×16mm
52-23418¹⁾	21-23418²⁾	2.3×18mm
52-23420¹⁾	21-23420²⁾	2.3×20mm

2.3mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-23504¹⁾		2.3×4mm
52-23506¹⁾		2.3×6mm
52-23508¹⁾	21-23508²⁾	2.3×8mm
52-23510¹⁾	21-23510²⁾	2.3×10mm
52-23512¹⁾	21-23512²⁾	2.3×12mm
52-23514¹⁾	21-23514²⁾	2.3×14mm
52-23516¹⁾	21-23516²⁾	2.3×16mm
52-23518¹⁾	21-23518²⁾	2.3×18mm
52-23520¹⁾		2.3×20mm

ツイストドリル(滅菌)



91-19035³⁾

径 1.9mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌



91-19535³⁾

径 1.9mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

2.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-27408¹⁾		2.7×8mm
52-27410¹⁾	21-27410²⁾	2.7×10mm
52-27412¹⁾	21-27412²⁾	2.7×12mm
52-27414¹⁾	21-27414²⁾	2.7×14mm
52-27416¹⁾		2.7×16mm
52-27418¹⁾		2.7×18mm
52-27420¹⁾		2.7×20mm


2.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-27508¹⁾		2.7×8mm
52-27510¹⁾	21-27510²⁾	2.7×10mm
52-27512¹⁾	21-27512²⁾	2.7×12mm
52-27514¹⁾	21-27514²⁾	2.7×14mm
52-27516¹⁾		2.7×16mm
52-27518¹⁾		2.7×18mm
52-27520¹⁾		2.7×20mm

プライマリーリコンプレート 1.5mm厚

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)




11穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
55-15911¹⁾	11-15911²⁾

17穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
55-15917¹⁾	11-15917²⁾



右 5+17穴 テンプレート付


未滅菌	滅菌
55-15920¹⁾	11-15920²⁾

左 5+17穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
55-15922¹⁾	11-15922²⁾

再建プレート 2.8mm厚

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)



11穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌


55-28911¹⁾ 11-28911²⁾

17穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

55-28917¹⁾ 11-28917²⁾



全顎 6+17+6穴 テンプレート付

未滅菌

55-28930¹⁾

全顎 6+15+6穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

55-28932¹⁾ 11-28932²⁾


全顎 6+13+6穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

55-28934¹⁾ 11-28934²⁾

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)



右 6+17穴 テンプレート付		左 6+17穴 テンプレート付	
未滅菌	滅菌	未滅菌	滅菌
55-28920¹⁾	11-28920²⁾	55-28922¹⁾	11-28922²⁾


2.0/2.3mm リコンストラクション 器械セット



U-CMF 顎骨器具トレイ
29-13020



U-CMF 顎再建トレイ
29-13021



U-CMF ベンダー・カッター
左再建プレート用 右再建プレート用
64-00230 **64-00231**



U-CMF ベンダー・カッター
左 右
64-00242 **64-00243**



U-CMF ローラーベンダー
64-00250



U-CMF プレート骨把持鉗子
左 右
64-00175 **64-00176**



セルフリテイニングプレート 鑷子
アングル型
01-08115



U-CMF スクリュードライバーブレード
2.0/2.3/2.7mm
62-20130



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル
62-20290



U-CMF スクリュードライバーリボルビング
リジッド
62-20295



U-CMF ドリルガイド正円
2.0mm
62-00201



U-CMF ドリルガイド正円
2.3mm
62-00238



U-CMF トロッカーハンドル
62-00301



チークレトラクター
62-00301保持用
62-00302



U-CMF トロッカー
62-00303



デプスゲージ
01-08730



術中再建用スクリューホルダー
60-80535

中顔面・下顎骨折 / 顎矯正

ライビンガー MP ミニプレATINGモジュール



インプラントトレイ

29-20250 MPモジュールケース

29-20251 MPモジュール 内部トレイ

MP ミニプレート (未滅菌)

医療機器承認番号

22300BZX00342000

販売名

ユニバーサルCMF ミニプレート (MP) モジュール

プレート厚: 1.0mm

ミニプレート MP



4穴 レギュラー
未滅菌
55-08204



4穴 ミディアム
未滅菌
55-08203



4穴 ロング
未滅菌
55-08205



6穴 直
未滅菌
55-08206



4穴
未滅菌
55-10563




16穴 直
未滅菌
55-08216


ミニプレートL型 MP




4穴 レギュラー
未滅菌
55-08231 左
55-08230 右



4穴 ミディアム
未滅菌
55-08235 左
55-08234 右



4穴 ロング
未滅菌
55-08233 左
55-08232 右



5穴 エキストラロング
未滅菌
55-08237 左
55-08236 右

ミニプレートT型 MP

ミニプレートY型 MP

ミニプレートWY型 MP



90° レギュラー
未滅菌
55-08240



5穴 レギュラー
未滅菌
55-08250



5穴 ロング
未滅菌
55-08251



6穴 レギュラー
未滅菌
55-08260




6穴 ロング
未滅菌
55-08262

プレート厚:0.6mm

医療機器承認番号
22300BZX00342000販売名
ユニバーサルCMF ミニプレート(MP)モジュール

3Dミニプレート MP


0.6mm厚
2×2長方形
未滅菌
55-063120.6mm厚
2×2正方形
未滅菌
55-063100.6mm厚
3×2正方形
未滅菌
55-06320

プレート厚:0.75mm


ミニプレート MP

0.75mm厚 30穴
未滅菌
55-08510

ミニプレートL型 MP

0.75mm厚 9穴
未滅菌
55-08521 左
55-08520 右

ミニプレートT型 MP

0.75mm厚 8穴
未滅菌
55-08542

ミニプレートY型 MP

0.75mm厚 8穴
未滅菌
55-08579

ミニプレート MP

0.75mm厚 カーブ 12穴
未滅菌
55-08586

プレート厚:0.6mm

医療機器承認番号

販売名

1)22300BZX00342000

ユニバーサルCMF ミニプレート(MP)モジュール

2)22100BZX00828000

ユニバーサルCMF スライディングプレート

チンプレート MP



4mm

未滅菌

55-09104¹⁾



6mm

未滅菌

55-09106¹⁾



8mm

未滅菌

55-09108¹⁾



10mm

未滅菌

55-09110¹⁾

U-CMF スライディングプレート (未滅菌)

プレート厚:1.0mm



ストレートタイプ ショート

未滅菌

55-10590²⁾



ストレートタイプ ロング

未滅菌

55-10591²⁾

ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

22300BZX00342000

販売名

ユニバーサル CMF ミニプレート (MP) モジュール


2.0mm クロスピン MP



未滅菌

規格

50-20704E	2.0×4mm
50-20705E	2.0×5mm
50-20706E	2.0×6mm
50-20708E	2.0×8mm
50-20710E	2.0×10mm
50-20712E	2.0×12mm
50-20714E	2.0×14mm
50-20716E	2.0×16mm
50-20718E	2.0×18mm
50-20720E	2.0×20mm



2.0mm セルフドリリング MP



未滅菌

規格

50-20904E	2.0×4mm
50-20905E	2.0×5mm
50-20906E	2.0×6mm

2.3mm クロスピン エマージェンシー MP



未滅菌

規格

50-23706E	2.3×6mm
50-23708E	2.3×8mm
50-23710E	2.3×10mm
50-23712E	2.3×12mm
50-23714E	2.3×14mm
50-23716E	2.3×16mm

ツイストドリル(滅菌)

医療機器承認番号

販売名

1)22100BZX00883000

ユニバーサル CMF ツイストドリル(滅菌)

91-15105¹⁾

径 1.5mm 長さ 50mm WR5mm

滅菌

91-15008¹⁾

径 1.5mm 長さ 50mm WR8mm

滅菌

91-15020¹⁾

径 1.5mm 長さ 58mm WR20mm

滅菌

91-15920¹⁾

径 1.5mm 長さ 107mm WR20mm

滅菌



器械・アクセサリー

- 29-13070** ユニバーサルMP 器具用 トレイ
- 01-08115** セルフリテイニングプレート 鑷子 アングル型
- 36-00726** プレートベンディングプライヤー
- 01-08070** アデラープライヤー
- 62-18335** ユニバーサル MP プレートカッター
- 62-20290** U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル
- 62-20295** U-CMF スクリュードライバーリボルビング リジッド
- 60-20140** ユニバーサル MP スクリュードライバーブレード
- 01-08502** 01-08500 用 ハンドル
- 01-08506** 01-08500 用 トロッカー
- 01-08508** 01-08500 用 ドリルガイド
- 01-08504** 01-08500 用 チークレトラクター
- 62-08732** ユニバーサル MP デプスゲージ
- 29-13015** U-CMF 滅菌コンテナ
- 29-13016** U-CMF 滅菌コンテナ 上フタ
- 29-13022** U-CMF アクセサリートレイ

オプション器械

医療機器承認番号

1)22100BZX00485000

販売名

ライピンガー骨手術器具

ライトアングルスクリュードライバー



本体

- 6514-7-200** ライトアングル スクリュードライバー (6514-7-205 1個含む)
6514-7-201 プレートホールディング フォーク
6514-7-202 エクスターナル ハンドル
6514-7-205 ターニング アタッチメント

ツイストドリル(未滅菌)

- 60-14908¹⁾** ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.4mm×18mm WL 8mm
60-15995¹⁾ ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.5mm×16mm WL 5mm (MP)
60-16996¹⁾ ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.6mm×17mm WL 6mm (マンディブル)

ドライバーブレード

- 62-20139** ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 2.0/2.3mm ユニバーサル用
62-12179 ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 1.2/1.7mm
62-20149 ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 2.0mm MPスクリュー用

滅菌ケース

- 29-13090** インstrument トレイ
29-13091 インstrument トレイ 上フタ

メンテナンス オイル

- 6514-7-103** メンテナンスオイルスプレー アダプタ付

Index

索引

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
上顔面・眼窩底骨折				54-03003	U-CMF オービダルフロア プレート	スモール 0.3MM	09
01-08110	U-CMF プレート把持鉗子	アングル	10	54-04000	U-CMF オービダル テンプレート	ラージ	09
10-03002	U-CMF オービダルフロア プレート	ミディアム 0.3MM 滅菌済	09	55-06224	U-CMF プレート	24穴ストレート	08
10-03003	U-CMF オービダルフロア プレート	スモール 0.3MM 滅菌済	09	55-06233	U-CMF 3-Dプレート	6×2穴	08
11-03001	U-CMF オービダルフロア プレート	ラージ 0.3MM 滅菌済	09	55-06240	U-CMF プレート	7穴WY型	08
11-06224	U-CMFプレート	24穴ストレート 滅菌済	08	55-06250	U-CMF プレート	10穴カーブ	08
11-06233	U-CMF 3-Dプレート	6×2穴 滅菌済	08	55-06254	U-CMF プレート	4穴カーブ	08
11-06240	U-CMFプレート	7穴 WY型 滅菌済	08	55-06260	U-CMF プレート	8穴L型左	08
11-06250	U-CMFプレート	10穴カーブ 滅菌済	08	55-06261	U-CMF プレート	8穴L型右	08
11-06254	U-CMFプレート	4穴カーブ 滅菌済	08	55-06270	U-CMF プレート	7穴T型	08
11-06260	U-CMFプレート	8穴 L型 左 滅菌済	08	62-12170	U-CMF スクリュードライバーブレード	1.2/1.7MM クロスピン型	10
11-06261	U-CMFプレート	8穴 L型 右 滅菌済	08	62-12173	U-CMF アデラープライヤー	アッパーミッドフェイス用	10
11-06270	U-CMFプレート	7穴 T型 滅菌済	08	62-12175	U-CMF プレートベンダーカッター	アッパーミッドフェイス用 右	10
21-12003	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.2MM 長さ3MM 滅菌済	07	62-12176	U-CMF プレートベンダー	アッパーミッドフェイス用 左	10
21-12004	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.2MM 長さ4MM 滅菌済	07	62-18330	プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用		10
21-12005	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ5MM 滅菌済	07	62-20285	U-CMF ドライバーハンドル(メタル)		10
21-12006	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ6MM 滅菌済	07	91-09504	ツイストドリル 滅菌済	径0.9MM 長さ46MM WR5MM	07
21-12007	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ7MM 滅菌済	07	91-10506	ツイストドリル 滅菌済	径1.0MM 長さ50MM WR7MM	07
21-12008	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ8MM 滅菌済	07	91-10512	ツイストドリル 滅菌済	径1.0MM 長さ54MM WR13MM	07
21-12010	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ10MM 滅菌済	07	中顔面骨折			
21-12012	U-CMFセルフタップスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ12MM 滅菌済	07	01-08110	U-CMF プレート把持鉗子	アングル	15
21-12903	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM 滅菌済	07	11-05151	U-CMF プレート	5穴 Y型 8MM 滅菌済	13
21-12904	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM 滅菌済	07	11-05164	U-CMF プレート	7穴WY型 滅菌済	13
21-14005	エマーゼンシースクリュークロスピン	径1.4MM 長さ5MM 滅菌済	07	11-05716	U-CMF ロッキングプレート	16穴ストレート 滅菌済	14
21-14007	エマーゼンシースクリュークロスピン	径1.4MM 長さ7MM 滅菌済	07	11-05731	U-CMF 3-Dロッキングプレート	2×2穴 滅菌済	14
29-12000	U-CMF アッパーフェイスモジュールケース		06	11-05742	U-CMF ロッキングプレート	7穴 WY型 滅菌済	14
29-12001	U-CMF アッパーフェイス内部トレイ		06	11-05751	U-CMF ロッキングプレート	5穴Y型4MM 滅菌済	14
29-13015	U-CMF 滅菌コンテナー		10	11-05758	U-CMF ロッキングプレート	8穴カーブ 滅菌済	14
29-13016	U-CMF 滅菌コンテナー	上フタ	10	11-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM 滅菌済	14
29-13022	U-CMF アクセサリトレイ		10	11-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM 滅菌済	14
29-13030	U-CMF アッパーミッドフェイス器械トレイ		10	11-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM 滅菌済	14
51-12003	U-CMFセルフタップスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM	07	11-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM 滅菌済	14
51-12004	U-CMFセルフタップスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM	07	11-06704	U-CMF プレート	4穴ストレート 滅菌済	13
51-12005	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ5MM	07	11-06724	U-CMF プレート	24穴ストレート 滅菌済	13
51-12006	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ6MM	07	11-06750	U-CMF プレート	10穴カーブ 滅菌済	13
51-12007	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ7MM	07	11-06754	U-CMF プレート	4穴カーブ 10穴付 滅菌済	13
51-12008	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ8MM	07	11-06760	U-CMF プレート	5穴L型左2MM 100° 滅菌済	13
51-12010	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ10MM	07	11-06761	U-CMF プレート	5穴L型右2MM 100° 滅菌済	13
51-12012	U-CMFセルフタップスクリュー	1.25MMクロスピン長さ12MM	07	11-06762	U-CMF プレート	5穴L型左5MM 100° 滅菌済	13
51-12903	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM	07	11-06763	U-CMF プレート	5穴L型右5MM 100° 滅菌済	13
51-12904	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM	07	11-06764	U-CMF プレート	6穴L型左8MM 100° 滅菌済	13
51-14003	エマーゼンシースクリュー	1.4MMクロスピン長さ3MM	07	11-06765	U-CMF プレート	6穴L型右8MM 100° 滅菌済	13
51-14005	エマーゼンシースクリュー	1.4MMクロスピン長さ5MM	07	11-06766	U-CMF プレート	6穴L型左12MM 100° 滅菌済	13
51-14007	エマーゼンシースクリュー	1.4MMクロスピン長さ7MM	07	11-06767	U-CMF プレート	6穴L型右12MM 100° 滅菌済	13
51-14009	エマーゼンシースクリュー	1.4MMクロスピン長さ9MM	07	11-06771	U-CMF プレート	5穴 T型 滅菌済	13
54-00260	チタンマイクロメッシュ 120×120M	厚さ0.1MM 未滅菌	09	21-17003	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	12
54-00262	チタンマイクロメッシュ 60×60M	厚さ0.1MM 未滅菌	09	21-17004	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	12
54-00270	チタンマイクロメッシュ 120×120M	厚さ0.2MM 未滅菌	09	21-17005	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	12
54-00272	チタンマイクロメッシュ 60×60M	厚さ0.2MM 未滅菌	09	21-17006	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	12
54-03000	U-CMF オービダル テンプレート	スモール/ミディアム	09	21-17008	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM 滅菌済	12
54-03001	U-CMF オービダルフロア プレート	ラージ 0.3MM	09	21-17504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	12
54-03002	U-CMF オービダルフロア プレート	ミディアム 0.3MM	09				

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
21-17505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	12	62-12176	U-CMF プレートベンダー	アッパーミッドフェイス用 左	15
21-17506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	12	62-17517	U-CMF ドリルガイド	1.7MMロッキングスクリュー	15
21-17903	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	12	62-18330	プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用		15
21-17904	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	12	62-20000	カニューレ付きフォーク用ハンドル	U-CMF用	15
21-19005	U-CMF エマーゼンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM 滅菌済	12	62-20285	U-CMF ドライバーハンドル(メタル)		15
21-19007	U-CMF エマーゼンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM 滅菌済	12	91-13505	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WLSMM	12
29-13015	U-CMF 滅菌コンテナ		15	91-13506	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WR7MM	12
29-13016	U-CMF 滅菌コンテナ	上フタ	15	91-13512	ツイストドリル 滅菌済	径1.4MM 長さ54MM WR13MM	12
29-13022	U-CMF アクセサリートレイ		15	下顎骨折			
29-13030	U-CMF アッパーミッドフェイス器械トレイ		15	01-08110	U-CMF プレート把持鑷子	アングル	21
29-17000	U-CMF ミッドフェイスモジュールケース		11	01-08730	デブスゲージ		21
29-17001	U-CMF ミッドフェイスフラクチャー内部トレイ		11	11-10503	U-CMF プレート	4穴 直ロング 滅菌済	19
51-17003	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さMM	12	11-10504	U-CMF ミニプレート	4穴 滅菌済	19
51-17004	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	12	11-10505	U-CMF ミニプレート	4穴 バー付 滅菌済	19
51-17005	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	12	11-10506	U-CMF ミニプレート	6穴 滅菌済	19
51-17006	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	12	11-10507	U-CMF プレート	6穴 直ロング 滅菌済	19
51-17007	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ7MM	12	11-10515	U-CMF プレート	16穴ロッキング直 滅菌済	19
51-17008	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM	12	11-15504	U-CMF フラクチャープレート	4穴 滅菌済	20
51-17010	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ10MM	12	11-15505	U-CMF フラクチャープレート	4穴 バー付 滅菌済	20
51-17012	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ12MM	12	11-15506	U-CMF フラクチャープレート	6穴 滅菌済	20
51-17504	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	12	11-15507	U-CMF フラクチャープレート	6穴 バー付 滅菌済	20
51-17505	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	12	11-15514	U-CMF フラクチャープレート	14穴 滅菌済	20
51-17506	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	12	11-15536	U-CMF フラクチャープレート	6穴 140° 滅菌済	20
51-17903	U-CMFセルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM	12	21-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	17
51-17904	U-CMFセルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	12	21-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	17
51-17905	U-CMFセルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	12	21-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	17
51-17906	U-CMFセルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	12	21-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	17
51-19003	U-CMF エマーゼンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ3MM	12	21-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	17
51-19005	U-CMF エマーゼンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM	12	21-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	17
51-19007	U-CMF エマーゼンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM	12	21-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	17
55-05151	U-CMF プレート	5穴Y型8MM	13	21-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	17
55-05164	U-CMF プレート	7穴WY型	13	21-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	17
55-05716	U-CMF ロッキングプレート	16穴ストレート	14	21-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	17
55-05731	U-CMF 3-Dロッキングプレート	2×2穴	14	21-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	17
55-05733	U-CMF 3-Dロッキングプレート	6×2穴	14	21-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM 滅菌済	17
55-05742	U-CMF ロッキングプレート	7穴 WY型	14	21-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	17
55-05751	U-CMF ロッキングプレート	5穴Y型4MM	14	21-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	17
55-05752	U-CMF ロッキングプレート	5穴Y型8MM	14	21-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	17
55-05758	U-CMF ロッキングプレート	8穴カーブ	14	21-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	17
55-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM	14	21-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	17
55-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM	14	21-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM 滅菌済	18
55-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM	14	21-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM 滅菌済	18
55-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM	14	21-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM 滅菌済	18
55-06704	U-CMF プレート	4穴ストレート	13	21-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM 滅菌済	18
55-06724	U-CMF プレート	24穴ストレート	13	21-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM 滅菌済	18
55-06750	U-CMF プレート	10穴 カーブ	13	21-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM 滅菌済	18
55-06754	U-CMF プレート	4穴カーブ	13	21-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM 滅菌済	18
55-06760	U-CMF プレート	5穴L型2MM 100°	13	21-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM 滅菌済	18
55-06761	U-CMF プレート	5穴L型2MM 100°	13	21-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM 滅菌済	18
55-06762	U-CMF プレート	5穴L型5MM 100°	13	29-13015	U-CMF 滅菌コンテナ		21
55-06763	U-CMF プレート	5穴L型5MM 100°	13	29-13016	U-CMF 滅菌コンテナ	上フタ	21
55-06764	U-CMF プレート	6穴L型8MM 100°	13	29-13020	U-CMF 顎骨器具トレイ		21
55-06765	U-CMF プレート	6穴L型8MM 100°	13	29-13022	U-CMF アクセサリートレイ		21
55-06766	U-CMF プレート	6穴L型12MM 100°	13	29-20230	U-CMF 下顎モジュールケース		16
55-06767	U-CMF プレート	6穴L型12MM 100°	13	29-20231	U-CMF 下顎モジュール内部トレイ		16
55-06771	U-CMF プレート	5穴T型	13	52-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	17
62-12170	U-CMF スクリュードライバーブレード	1.2/1.7MM クロスピン型	15	52-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	17
62-12173	U-CMF アデラープライヤー	アッパーミッドフェイス用	15	52-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	17
62-12175	U-CMF プレートベンダーカッター	アッパーミッドフェイス用 右	15				

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
52-20407	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	17	顎矯正			
52-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	17	01-08115	セルフリティニングプレート 鋸子	アングル型	27
52-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	17	01-08730	デブスゲージ		27
52-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	17	11-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM 滅菌済	23
52-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	17	11-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM 滅菌済	23
52-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	17	11-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM 滅菌済	23
52-20418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	17	11-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM 滅菌済	23
52-20420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	17	11-06760	U-CMF プレート	5穴L型左2MM 100° 滅菌済	23
52-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	17	11-06761	U-CMF プレート	5穴L型右2MM 100° 滅菌済	23
52-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	17	11-06762	U-CMF プレート	5穴L型左5MM 100° 滅菌済	23
52-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	17	11-06763	U-CMF プレート	5穴L型右5MM 100° 滅菌済	23
52-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	17	11-06764	U-CMF プレート	6穴L型左8MM 100° 滅菌済	23
52-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	17	11-06765	U-CMF プレート	6穴L型右8MM 100° 滅菌済	23
52-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	17	11-06766	U-CMF プレート	6穴L型左12MM 100° 滅菌済	23
52-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	17	11-06767	U-CMF プレート	6穴L型右12MM 100° 滅菌済	23
52-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	17	11-10554	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長6MM カーブ 滅菌済	26
52-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	17	11-10556	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長12MM カーブ 滅菌済	26
52-20518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	17	11-10564	U-CMF ロッキングサジタルプレート	4穴 バー長6MM ストレート滅菌済	26
52-20520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	17	11-10566	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長12MM ストレート 滅菌済	26
52-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	18	11-10704	U-CMF チンププレート	6穴 4MM 滅菌済	24
52-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	18	11-10706	U-CMF チンププレート	6穴 6MM 滅菌済	24
52-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	18	11-10708	U-CMF チンププレート	6穴 8MM 滅菌済	24
52-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	18	11-10710	U-CMF チンププレート	6穴 10MM 滅菌済	24
52-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	18	11-10712	U-CMF チンププレート	6穴 12MM 滅菌済	24
52-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	18	11-11700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 左 滅菌済	24
52-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	18	11-11703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 左 滅菌済	24
52-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	18	11-11704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 左 滅菌済	24
52-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	18	11-11706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 左 滅菌済	24
55-10503	U-CMF プレート	4穴直 ロング	19	11-12700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 右 滅菌済	24
55-10504	U-CMF ミニプレート	4穴	19	11-12703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 右 滅菌済	24
55-10505	U-CMF ミニプレート	4穴 バー付	19	11-12704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 右 滅菌済	24
55-10506	U-CMF ミニプレート	6穴	19	11-12706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 右 滅菌済	24
55-10507	U-CMF プレート	6穴直 ロング	19	21-17003	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	23
55-10515	U-CMF プレート	16穴ロッキング 直	19	21-17004	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-10516	U-CMF ミニプレート	16穴	19	21-17005	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-10542	U-CMF 3Dプレート	4×2穴 正方形	19	21-17006	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	23
55-10562	U-CMF 3Dプレート	6×2穴 正方形カーブ	19	21-17008	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM 滅菌済	23
55-10569	ミニプレート T型	9穴	19	21-17504	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-15504	U-CMFフラクチャープレート	4穴	20	21-17505	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-15505	U-CMFフラクチャープレート	4穴 バー付	20	21-17506	U-CMFロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	23
55-15506	U-CMFフラクチャープレート	6穴	20	21-17903	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	23
55-15507	U-CMFフラクチャープレート	6穴 バー付	20	21-17904	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-15514	U-CMFフラクチャープレート	14穴	20	21-19005	U-CMFエマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-15536	U-CMFフラクチャープレート	6穴 140°	20	21-19007	U-CMFエマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM 滅菌済	23
62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	21	21-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	25
62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		21	21-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	25
62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	21	21-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	25
62-00303	U-CMF トロッカー		21	21-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	25
62-20130	U-CMF スクリュードライバープレード	2.0/2.3/2.7MM	21	21-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	25
62-20290	U-CMF スクリュードライバークラッシュハンドル		21	21-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	25
62-20295	U-CMF スクリュードライバークラッシュハンドル		21	21-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	25
64-00242	U-CMF ペンダー・カッター	左	21	21-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	25
64-00243	U-CMF ペンダー・カッター	右	21	21-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	25
91-16005	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM WLSMMストップ	18	21-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	25
91-16007	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM 7MMストップ	18	21-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	25
91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	18	21-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM 滅菌済	25
91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	18	21-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	25
				21-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	25
				21-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	25

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
21-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	25	52-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	26
21-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	25	52-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	26
21-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM 滅菌済	26	52-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	26
21-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM 滅菌済	26	52-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	26
21-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM 滅菌済	26	52-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	26
21-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM 滅菌済	26	52-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	26
21-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM 滅菌済	26	52-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	26
21-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM 滅菌済	26	52-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	26
21-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM 滅菌済	26	55-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM	23
21-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM 滅菌済	26	55-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM	23
21-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM 滅菌済	26	55-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM	23
29-13015	U-CMF 滅菌コンテナ		27	55-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM	23
29-13016	U-CMF 滅菌コンテナ	上フタ	27	55-06760	U-CMF プレート	5穴左L型MM 100°	23
29-13022	U-CMF アクセサリートレイ		27	55-06761	U-CMF プレート	5穴右L型2MM 100°	23
29-13040	U-CMF 矯正器械用トレイ		27	55-06762	U-CMF プレート	5穴左L型5MM 100°	23
29-17200	U-CMF矯正モジュールケース		22	55-06763	U-CMF プレート	5穴右L型5MM 100°	23
29-17201	U-CMF矯正モジュール内部トレイ		22	55-06764	U-CMF プレート	6穴左L型8MM 100°	23
29-17202	U-CMF矯正モジュールプレバントレイ		22	55-06765	U-CMF プレート	6穴右L型8MM 100°	23
51-17003	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM	23	55-06766	U-CMF プレート	6穴左L型12MM 100°	23
51-17004	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-06767	U-CMF プレート	6穴右L型12MM 100°	23
51-17005	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-10554	U-CMFロッキングサジタルプレート	6穴 バー長6MM カーブ	26
51-17006	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-10556	U-CMFロッキングサジタルプレート	6穴バー長12MM カーブ	26
51-17007	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ7MM	23	55-10564	U-CMFロッキングサジタルプレート	4穴バー長6MM ストレート	26
51-17008	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM	23	55-10566	U-CMFロッキングサジタルプレート	6穴バー長12MM ストレート	26
51-17010	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ10MM	23	55-10704	U-CMFチンプレート	6穴 4MM	24
51-17012	U-CMFセルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ12MM	23	55-10706	U-CMFチンプレート	6穴 6MM	24
51-17504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-10708	U-CMFチンプレート	6穴 8MM	24
51-17505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-10710	U-CMFチンプレート	6穴 10MM	24
51-17506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-10712	U-CMFチンプレート	6穴 12MM	24
51-17903	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM	23	55-11700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 左	24
51-17904	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-11703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 左	24
51-17905	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-11704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 左	24
51-17906	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-11706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 左	24
51-19005	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM	23	55-11708	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 8MM 左	24
51-19007	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM	23	55-11710	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 10MM 左	24
51-19009	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ9MM	23	55-12700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 右	24
52-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	25	55-12703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 右	24
52-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	25	55-12704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 右	24
52-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	25	55-12706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 右	24
52-20407	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	25	55-12708	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 8MM 右	24
52-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	25	55-12710	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 10MM 右	24
52-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	25	62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	27
52-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	25	62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		27
52-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	25	62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	27
52-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	25	62-00303	U-CMF トロッカー		27
52-20418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	25	62-12170	U-CMF スクリュードライバーブレード	1.2/1.7MM クロスピン型	27
52-20420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	25	62-12175	U-CMF プレートベンダーカッター	アッパーミッドフェイス用 右	27
52-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	25	62-12176	U-CMF プレートベンダー	アッパーミッドフェイス用 左	27
52-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	25	62-20130	U-CMF スクリュードライバーブレード	2.0/2.3/2.7MM	27
52-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	25	62-20285	U-CMF ドライバーハンドル(メタル)		27
52-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	25	62-20290	U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル		27
52-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	25	62-20295	U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド		27
52-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	25	91-13505	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WL5MM	23
52-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	25	91-13506	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WR7MM	23
52-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	25	91-13512	ツイストドリル 滅菌済	径1.4MM 長さ54MM WR13MM	23
52-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	25	91-16005	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM WL 5MMストップ	25
52-20518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	25	91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	25
52-20520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	25	91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	25
52-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	26				

下顎骨再建			52-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	29	
01-08115	セルフリテイニングプレート 鋸子	アングル型	34	52-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	29
01-08730	デプスゲージ		34	52-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	29
11-15911	U-CMF プライマリーリコンプレート	11穴テンプレート付 滅菌済	31	52-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	29
11-15917	U-CMF プライマリーリコンプレート	17穴テンプレート付 滅菌済	31	52-20418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	29
11-15920	U-CMF プライマリーリコンプレート	右 5+17穴テンプレート付 滅菌	31	52-20420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	29
11-15922	U-CMF プライマリーリコンプレート	左 5+17穴テンプレート付 滅菌	31	52-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	29
11-28911	U-CMF 再建プレート	11穴テンプレート付 滅菌済	32	52-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	29
11-28917	U-CMF 再建プレート	17穴テンプレート付 滅菌済	32	52-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	29
11-28920	U-CMF 再建プレート	右 6+17穴テンプレート付滅菌済	33	52-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	29
11-28922	U-CMF 再建プレート	左 6+17穴テンプレート付滅菌済	33	52-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	29
11-28932	U-CMF 再建プレート	全顎 6+15+6穴テンプレー滅菌済	32	52-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	29
11-28934	U-CMF 再建プレート	全顎 6+13+6穴テンプレー滅菌済	32	52-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	29
21-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	29	52-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	29
21-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	29	52-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	29
21-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	29	52-20518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	29
21-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	29	52-20520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	29
21-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	29	52-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	30
21-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	29	52-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	30
21-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	29	52-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	30
21-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	29	52-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	30
21-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	29	52-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	30
21-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	29	52-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	30
21-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	29	52-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	30
21-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM 滅菌済	29	52-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	30
21-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	29	52-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	30
21-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	29	52-23504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	30
21-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	29	52-23506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	30
21-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	29	52-23508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	30
21-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	29	52-23510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	30
21-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM 滅菌済	30	52-23512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	30
21-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM 滅菌済	30	52-23514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	30
21-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM 滅菌済	30	52-23516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	30
21-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM 滅菌済	30	52-23518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	30
21-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM 滅菌済	30	52-23520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	30
21-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM 滅菌済	30	52-27408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ8MM	30
21-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM 滅菌済	30	52-27410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ10MM	30
21-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM 滅菌済	30	52-27412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ12MM	30
21-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM 滅菌済	30	52-27414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ14MM	30
21-23508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM 滅菌済	30	52-27416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ16MM	30
21-23510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM 滅菌済	30	52-27418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ18MM	30
21-23512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM 滅菌済	30	52-27420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ20MM	30
21-23514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM 滅菌済	30	52-27508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ8MM	30
21-23516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM 滅菌済	30	52-27510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ10MM	30
21-23518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM 滅菌済	30	52-27512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ12MM	30
21-27410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ10MM 滅菌済	30	52-27514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ14MM	30
21-27412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ12MM 滅菌済	30	52-27516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ16MM	30
21-27414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ14MM 滅菌済	30	52-27518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ18MM	30
21-27510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ10MM 滅菌済	30	52-27520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ20MM	30
21-27512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ12MM 滅菌済	30	55-15911	U-CMF プライマリーリコンプレート	11穴テンプレート付	3
21-27514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.7MM 長さ14MM 滅菌済	30	55-15917	U-CMF プライマリーリコンプレート	17穴テンプレート付	3
29-13020	U-CMF 顎骨器具トレイ		34	55-15920	U-CMF プライマリーリコンプレート	右 5+17穴テンプレート付	3
29-13021	U-CMF 顎再建トレイ		34	55-15922	U-CMF プライマリーリコンプレート	左 5+17穴テンプレート付	3
29-13060	U-CMF 再建モジュール		28	55-28911	U-CMF 再建プレート	11穴テンプレート付	3
52-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	29	55-28917	U-CMF 再建プレート	17穴テンプレート付	3
52-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	29	55-28920	U-CMF 再建プレート	右 6+17穴テンプレート付	3
52-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	29	55-28922	U-CMF 再建プレート	左 6+17穴テンプレート付	3
52-20407	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	29	55-28930	U-CMF 再建プレート	全顎 6+17+6穴 テンプレート付	3
52-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	29	55-28932	U-CMF 再建プレート	全顎 6+15+6穴 テンプレート付	3

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
55-28934	U-CMF 再建プレート	全顎 6+13+6穴 テンプレート付	32	55-08203	ミニプレート MP	4穴 ミディアム	36
60-80142	研磨バー	ストライカーシャフト	34	55-08204	ミニプレート MP	4穴 レギュラー	36
60-80535	術中再建用スクリューホルダー		34	55-08205	ミニプレート MP	4穴 ロング	36
62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	34	55-08206	ミニプレート MP	6穴 直	36
62-00238	U-CMF ドリルガイド正円	2.3MM	34	55-08216	ミニプレート MP	16穴 直	36
62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		34	55-08230	ミニプレート L型 MP	4穴 レギュラー 右	36
62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	34	55-08231	ミニプレート L型 MP	4穴 レギュラー 左	36
62-00303	U-CMF トロッカー		34	55-08232	ミニプレート L型 MP	4穴 ロング 右	36
62-20130	U-CMF スクリュードライバースプレード 2.0/2.3/2.7MM		34	55-08233	ミニプレート L型 MP	4穴 ロング 左	36
62-20290	U-CMF スクリュードライバースプレードハンドル		34	55-08234	ミニプレート L型 MP	4穴 ミディアム 右	36
62-20295	U-CMF スクリュードライバースプレードリジッド		34	55-08235	ミニプレート L型 MP	4穴 ミディアム 左	36
64-00175	U-CMF プレート骨把持鉗子	左	34	55-08236	ミニプレート L型 MP	4穴 エキストラロング 右	36
64-00176	U-CMF プレート骨把持鉗子	右	34	55-08237	ミニプレート L型 MP	4穴 エキストラロング 左	36
64-00230	U-CMFベンダー・カッター	左再建プレート用	34	55-08240	ミニプレート T型 MP	90°レギュラー	36
64-00231	U-CMFベンダー・カッター	右再建プレート用	34	55-08250	ミニプレート Y型 MP	5穴 レギュラー	36
64-00242	U-CMFベンダー・カッター	左	34	55-08251	ミニプレート Y型 MP	5穴 ロング	36
64-00243	U-CMFベンダー・カッター	右	34	55-08260	ミニプレート WY型 MP	6穴 レギュラー	36
64-00250	U-CMFローラーベンダー		34	55-08262	ミニプレート WY型 MP	6穴 ロング	36
91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	29	55-08510	ミニプレート MP	0.75MM厚 30穴	37
91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	29	55-08520	ミニプレート L型 MP	0.75MM厚 9穴 右	37
91-19035	ツイストドリル 滅菌済	径1.9MM 長さ115MM WR35MM	30	55-08521	ミニプレート L型 MP	0.75MM厚 9穴 左	37
91-19535	ツイストドリル 滅菌済	径1.9MM 長さ85MM WR27MM	30	55-08542	ミニプレート T型 MP	0.75MM厚 8穴	37
				55-08579	ミニプレート Y型 MP	0.75MM厚 8穴	37
				55-08586	ミニプレート MP	0.75MM厚 カーブ 12穴	37
中顔面・下顎骨折/顎矯正				55-09104	チンプレート MP	4MM	38
01-08070	アデラープライヤー		40	55-09106	チンプレート MP	6MM	38
01-08115	セルフリテイニングプレート鉗子	アングル型	40	55-09108	チンプレート MP	8MM	38
01-08502	01-08500 用 ハンドル		40	55-09110	チンプレート MP	10MM	38
01-08504	01-08500 用 チークレトラクター		40	55-10563	ミニプレート MP	4穴	36
01-08506	01-08500 用 トロッカー		40	55-10590	U-CMF スライディングプレート	ストレートタイプ ショート	38
01-08508	01-08500 用 ドリルガイド		40	55-10591	U-CMF スライディングプレート	ストレートタイプ ロング	38
29-13015	U-CMF滅菌コンテナ		40	60-20140	ユニバーサルMP		40
29-13016	U-CMF滅菌コンテナ	上フタ	40	62-08732	ユニバーサルMP デブスゲージ		40
29-13022	U-CMFアクセサリートレイ		40	62-18335	ユニバーサルMP プレートカッター		40
29-13070	ユニバーサルMP 器具用 トレイ		40	62-20290	U-CMF スクリュードライバースプレードハンドル		40
29-20250	MP モジュールケース		35	62-20295	U-CMF スクリュードライバースプレードリジッド		40
29-20251	MP モジュール 内部トレイ		35	91-15008	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ50MM WR8MM	40
36-00726	プレートベンディングプライヤー		40	91-15020	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ58MM WR20MM	40
50-20704E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×4MM	39	91-15105	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ50MM WR5MM	40
50-20705E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×5MM	39	91-15920	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ107MM WR20MM	40
50-20706E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×6MM	39				
50-20708E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×8MM	39				
50-20710E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×10MM	39				
50-20712E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×12MM	39				
50-20714E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×14MM	39				
50-20716E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×16MM	39				
50-20718E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×18MM	39				
50-20720E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×20MM	39				
50-20904E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×4MM	39				
50-20905E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×5MM	39				
50-20906E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×6MM	39				
50-23706E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×6MM	39				
50-23708E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×8MM	39				
50-23710E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×10MM	39				
50-23712E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×12MM	39				
50-23714E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×14MM	39				
50-23716E	ボーンスクリュークロスピン エマーゼンシー MP	2.3×16MM	39				
55-06310	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 2×2正方形	37				
55-06312	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 2×2長方形	37				
55-06320	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 3×2正方形	37				

オプション器械

29-13090	インストルメント トレイ	ライトアングルスクリュードライバー用	41
29-13091	インストルメント トレイ 上フタ	ライトアングルスクリュードライバー用	41
60-14908	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.4MM×18MM WL8MM	41
60-15995	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.5MM×19MM WL5MM	41
60-16996	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.6MM×17MM WL6MM	41
62-20139	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	2.0/2.3MM ユニバーサル用	41
62-12179	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	1.2/1.7MM	41
62-20149	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	2.0MM MP スクリュー用	41
6514-7-103	メンテナンスオイルスプレー	アダプタ付 アングルスクリュードライバー用	41
6514-7-200	ライトアングル スクリュードライバー		41
6514-7-201	プレートホールディング フォーク		41
6514-7-202	エクスターナル ハンドル		41
6514-7-205	ターニング アタッチメント		41

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: LB1-86
CS/IB 5m 12/16

Copyright © 2016 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/