

Restoration[®]

Acetabular wedge augment system

アセタブラーウェッジオーギュメント

- ▶ **Porous Titanium**
- ▶ **Versatility**
- ▶ **Simplicity**



Restoration[®] Acetabular wedge augment system

Product Specifications

6種類の外径を含む18サイズを用意しています。
 外径は4mm毎に46mm～66mmまでで、各径に3種類の厚さがあります。内径は外径より2mm大きくなっています。

アセタブラーウェッジオーギュメント^{*1}

カタログ番号	外径	厚さ
5096-4615	46mm	15mm
5096-4620		20mm
5096-4625		25mm
5096-5015	50mm	15mm
5096-5020		20mm
5096-5025		25mm
5096-5415	54mm	15mm
5096-5420		20mm
5096-5425		25mm
5096-5815	58mm	15mm
5096-5820		20mm
5096-5825		25mm
5096-6215	62mm	15mm
5096-6220		20mm
5096-6225		25mm
5096-6615	66mm	15mm
5096-6620		20mm
5096-6625		25mm

オステオロック キャンセラスクリュー^{*2}

カタログ番号	径	長さ
5260-5-020	6.5mm	20mm
5260-5-022		22mm
5260-5-024		24mm
5260-5-026		26mm
5260-5-028		28mm
5260-5-030		30mm
5260-5-035		35mm
5260-5-040		40mm
5260-5-045		45mm
5260-5-050		50mm

医療機器承認番号	販売名
*1 22500BZX00038000	リストラクション 寛骨臼ウェッジオーギュメント
*2 16300BZY00391000	プレジジョンヒップシステム
22400BZX00082000	トライタニウム寛骨臼カップシステム
22400BZX00459000	MDM/A DM寛骨臼システム
22400BZX00376000	リストラクションADM
22300BZX00018000	B I O L O X d e l t aセラミックフェモラルヘッド
22400BZX00316000	リストラクションモジュラーヒップシステム
22400BZX00322000	リストラクションモジュラーE



Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: HE01-162
 NY/IB 0.5m 03/22

Copyright © 2022 Stryker
 Printed in Japan

製造販売業者
日本stryker株式会社
 112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
 P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp