



MBRAID 1.5mm

両端針付き 非吸収性人工靱帯

Product highlights

- ヘニング法で用いられるテープ形状の縫合材料
- テープ形状により、広い接触面積によって修復部位をサポート
- 超高分子量のポリエチレン素材



専用持針器に装着して使用

カタログ番号	製品名	規格
EZPE001 ¹⁾	MBRAID	1.5mm

カタログ番号	製品名	規格
344-ST1 ²⁾	半月板用持針器	ティアドロップ
S21411701C0008 ³⁾	半月板用持針器	HNT
IJK-356-001 ⁴⁾	半月板用持針器	PEEK A

医療機器承認 / 届出番号	販売名	製造販売業者
1) 30300BZX00314000	Mブレード	株式会社秋山製作所
2) 13B1X00047MKSS01	関節手術用器械	松田医科工業株式会社
3) 13B1X00274000030	持針器	株式会社 田中医科器械製作所
4) 26B2X10004001799	持針器 NS-S-356	株式会社 ウミヒラ

Japan

この資料は医療従事者に向けて作成しています。患者を治療する際、医師は常に自身の専門的な臨床判断に基づく製品の選択をする必要があります。当社は医療上の助言をいたしません。医師が製品を使用する前に、その使用方法に関する情報提供を受けることを推奨しています。使用前にその製品ラベル・取扱説明書・添付文書等を参照してください。ストライカー製品についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

® マークの付いた製品名は、ストライカーグループ各社の登録商標です。

Literature Number: SM01-012_Rev1
YN/MI 1m 12/24

Copyright © 2024 Stryker
Printed in Japan

製造販売者
日本ストライカー株式会社
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp