

Hoffmann II


External Fixation System

Sterile kit

ストライカー 創外固定システム ディスポーザブルキット



- ・脛骨フレームセット
- ・足関節フレームセット
- ・骨盤フレームセット



ストライカー 創外固定システム ディスプレイザブルキット

滅菌済

滅菌の手間が要りませんので、週末や夜間・早朝といった緊急時にもすぐに対応可能です。

製品特長

- ◆ **軽量かつコンパクトなフレーム**
—患者への負担を軽減—
- ◆ **スナップフィット機構による連結器の簡単な操作性**
—操作性の改善と手術時間の短縮を実現—
- ◆ **独立したピンの刺入**
—フレームの自由度が高いため様々なタイプの骨折に対応が可能—
- ◆ **軽量かつX線透過性のカーボンバー**
—骨折部の視認性を確保—
- ◆ **アペックスピン**
—特殊な先端のデザインとスレッド形状により挿入時の発熱を抑えるとともに固定力をアップ—

フレーム使用例



脛骨用



足関節用



骨盤用

脛 骨




ホフマンII 脛骨フレームセット
4920-9-860

構成内容・規格	数 量
アベックス・鋭先ハーフピン 径 5mm 150/40mm	4
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 300mm	2
ホフマンII バー連結器 径 8-8mm 用	4
ホフマンII ピンクランプ アッセンブリ	2
ホフマンII 30°カーブポスト	4
ビンドライバー 5mm/Tレンチ 7mm	1
ドリルガイド 5mmショート	1
キャップ 5mm径	4

保険請求の際は必ずアベックスピン*1の製品番号 (5018-5-150S) と使用本数 (4本) をご記入ください。

足 関 節




ホフマンII 足関節フレームセット
4920-9-870

構成内容・規格	数 量
アベックス・鋭先ハーフピン 径 5mm 150/40mm	4
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 250mm	2
ホフマンII バー連結器 径 8-8mm 用	2
ホフマンII ピン連結器 径 8-4/5mm 用	2
ホフマンII ピンクランプ アッセンブリ	2
ホフマンII 30°カーブポスト	2
ビンドライバー 5mm/Tレンチ 7mm	1
ドリルガイド 5mmショート	1
キャップ 5mm径	4

保険請求の際は必ずアベックスピン*1の製品番号 (5018-5-150S) と使用本数 (4本) をご記入ください。

骨 盤



**ホフマンII 骨盤フレームセット,
4mm径ピン**
4920-9-840

構成内容・規格	数量
アベックス・鈍先ハーフピン 径 4mm 180/50mm	6
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 300mm	2
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 350mm	4
ホフマンII バー連結器 径 8-8mm 用	8
骨盤用ピンクランプ	2
ドリル先 径 3.2mm	1
ホフマン スパナレンチ 7mm (A9)	1
ビンドライバー 4mm/Tレンチ 7mm	1
ドリルガイド 4mm ショート	1
ドリルスリーブ 3.2mm ショート	1
ドリルブレース 4mm径ピン用	1
キャップ 4mm径	6
Kワイヤー 2mm径 285mm 長	2
メス	1

**ホフマンII 骨盤フレームセット,
5mm径ピン**
4920-9-850

構成内容・規格	数量
アベックス・鈍先ハーフピン 径 5mm 180/50mm	6
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 300mm	2
ホフマンII カーボンストレートバー 径 8mm 全長 350mm	4
ホフマンII バー連結器 径 8-8mm 用	8
骨盤用ピンクランプ	2
ドリル先 径 4.0mm	1
ホフマン スパナレンチ 7mm (A9)	1
ビンドライバー 5mm/Tレンチ 7mm	1
ドリルガイド 5mm ショート	1
ドリルスリーブ 4.0mm ショート	1
ドリルブレース 5mm径ピン用	1
キャップ 5mm径	6
Kワイヤー 2mm径 285mm 長	2
メス	1

ホフマンII 骨盤フレームセット4mm径ピンの保険請求の際には必ずアベックスピンの製品番号 (5027-5-180S)*1 をご記入ください。

ホフマンII 骨盤フレームセット5mm径ピンの保険請求の際には必ずアベックスピンの製品番号 (5020-7-180S)*1 をご記入ください。



ドリルブレース 滅菌パッケージ (別売)

4920-9-880*2

医療機器承認番号	販売名
21400BZY00326000	ストライカー創外固定システム ディスポーザブルキット
*1 21400BZY00501000	アベックスピン (滅菌)
*2 22100BZX00488000	内固定用器具器械 (滅菌済)

Reconstructive

Hips
Knees
Trauma & Extremities
Foot & Ankle
Joint Preservation
Orthobiologics & Biosurgery

MedSurg

Power Tools & Surgical Accessories
Computer Assisted Surgery
Endoscopic Surgical Solutions
Integrated Communications
Beds, Stretchers & EMS
Reprocessing & Remanufacturing

Neurotechnology & Spine

Craniomaxillofacial
Interventional Spine
Neurosurgical, Spine & ENT
Neurovascular
Spinal Implants

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/mp2/

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: EF1-20
SI/SG 1m 09/15

Copyright© 2015 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1