


Hoffmann 3

Modular External Fixation

ホフマン 3 創外固定システム フィールドキット



ホフマン3 創外固定システム フィールドキット


製品の特長

ホフマンシリーズの中で最も高い自由度と、強固なフレーム構築が可能な「ホフマン3 創外固定システム」が、滅菌済みのフィールドキットとなりました。

本キットにより、手術時の準備を簡便にし、かつ多様な緊急症例への対応が可能となります。また、本製品を装着した患者様は、一定の条件下において3.0テスラまでのMRI診断を受ける事ができます。*

フィールドキット **A** カタログ番号：4922-9-9405

モノフレーム(上肢・下肢用)



構成内容	数量
ホフマン3 MRIバー連結器(径5/8/11mm)	2
ホフマン3 MRI 5ホールピンクランプシングルフィックス(カーブ30° ロッド径11mm)	2
MRI カーボン ストレートバー(バー径8mm 全長250mm)	1
ホフマン3 MRI カーボン ストレートバー(径11mm 全長400mm)	1
アベックス・鋭先ハーフピン(径5mm 全長180mm/スレッド長50mm)	4
アベックス・鋭先ハーフピン(径3/5mm 全長120mm/スレッド長20mm)	4
ドリルブレース	1
尖刃	1
モスキートクランプ	1

医療機器承認番号

22600BZX00022000


販売名

ホフマン3 滅菌パック

フレーム使用例


■ 脛骨フレーム

(バー径 11mm、ハーフピン径 5mm使用)




■ 大腿骨フレーム

(バー径 11mm、ハーフピン径 5mm使用)




■ 膝関節ブリッジングフレーム

(バー径 11mm、ハーフピン径 5mm使用)



■ 橈骨遠位端骨折用フレーム



(バー径 8mm、ハーフピン径 3/5mm使用)



※ホフマン3を安全に使用する為に、手術手技書をご参照ください。

フィールドキット B カタログ番号：4922-9-941S

シングルピンフレーム (下肢・骨盤用)



構成内容	数量
ホフマン3 MRIバー連結器 (径5/8/11mm)	6
ホフマン3 MRI カーボン ストレートバー (径11mm 全長400mm)	3
アペックス・鋭先ハーフィン (径5mm 全長180mm/スレッド長50mm)	4
ドリルブレース	1
尖刃	1
モスキートクランプ	1

医療機器承認番号


22600BZX00022000

販売名


ホフマン3 滅菌パック

フレーム使用例

■ 膝関節ブリッジングフレーム



■ 骨盤フレーム




※ホフマン3を安全に使用する為に、手術手技書をご参照ください。

Hoffmann II <MRI非対応> ディスポーザブルキット

Hoffmann II シリーズでも滅菌済みフレームセットを販売しております。

ホフマンII 脛骨フレームセット

4920-9-860




ホフマンII 足関節フレームセット

4920-9-870



ホフマンII 骨盤フレームセット (4mm径ピン / 5mm径ピン)

4mm径ピン: 4920-9-840 / 5mm径ピン: 4920-9-850



医療機器承認番号

21400BZY00326000

販売名

ストライカー創外固定システム ディスポーザブルキット

コンポーネント一覧



本シンボルマークは、MR Conditional (条件付きでMRI可能) を意味します。ホフマン3を使用する際の、MRIのパラメーターは3.0テスラまでに限ります。

バー連結器・ピンクランプ*1

カタログ番号	品名	規格
4922-1-010	ホフマン3 MRI バー連結器	径 5/8/11mm
4922-1-020	ホフマン3 MRI ピン連結器	ピン径 4/5/6mm バー径 5/8/11mm
4922-1-015	ホフマン3 MRI バー連結器	マルチプレーナー
4922-1-025	ホフマン3 MRI ピン連結器	マルチプレーナー
4922-1-220	ホフマン3 ロッドカップラー	30度

MRI カーボンセミサーキュラーバー

カタログ番号	サイズ(径×直径)
4922-7-220*1	11mm × 220mm
5028-7-030*2	8mm × 174mm

ホフマンII MRI コンポーネント*2

カタログ番号	品名	規格
4921-2-020	MRI 5ホール ピンクランプ	ピン径4/5/6mm 用
4921-2-060	MRI 10ホールピンクランプ	ピン径4/5/6mm 用
4921-2-080	MRI 骨盤用ピンクランプ	ピン径4/5/6mm 用
4921-1-010	MRI バー連結器	バー径8mm 用
4921-1-020	MRI ピン連結器	ピン径4/5mm/ バー径8mm 用
4921-1-100	MRI ロッド連結器	ロッド径20mm/ バー径8mm 用
4921-2-140	MRI 30°カーブ ポスト	径8mm

ホフマンII MRI 径 20mm ロッド*2

カタログ番号	品名
4921-0-000	MRI ダイナミゼーションロッド
4921-0-015	MRI コンプレッションディストラクションロッド

径 8mm バー*2 単回使用

カタログ番号	品名	規格
5028-8-100	MRI カーボン ストレートバー	全長 100mm
5028-8-200	MRI カーボン ストレートバー	全長 200mm
5028-8-300	MRI カーボン ストレートバー	全長 300mm
5028-8-400	MRI カーボン ストレートバー	全長 400mm
5028-8-500	MRI カーボン ストレートバー	全長 500mm

ポスト*1

カタログ番号	品名	径
4922-2-120	MRI ストレートポスト	11mm
4922-2-140	MRI カーブドポスト30度	11mm
4922-2-160	MRI カーブドポスト90度	11mm

ホフマン3 MRI カーボン ストレートバー 11mm*1 単回使用

カタログ番号	サイズ(径×全長)
4922-8-100	11mm × 100mm
4922-8-150	11mm × 150mm
4922-8-200	11mm × 200mm
4922-8-250	11mm × 250mm
4922-8-300	11mm × 300mm
4922-8-350	11mm × 350mm
4922-8-400	11mm × 400mm
4922-8-450	11mm × 450mm
4922-8-500	11mm × 500mm
4922-8-550	11mm × 550mm
4922-8-600	11mm × 600mm
4922-8-650	11mm × 650mm

径 5mm バー*2 単回使用

カタログ番号	品名	規格
5048-5-100	MRI コンパクト カーボンストレートバー	バー径 5mm/全長 100mm
5048-5-200	MRI コンパクト カーボンストレートバー	バー径 5mm/全長 200mm
5048-5-300	MRI コンパクト カーボンストレートバー	バー径 5mm/全長 300mm

ホフマン キャップ

カタログ番号	品名
5027-1-040	4mm 径ピン用 15個入
5027-1-050	5mm 径ピン用 15個入

サムホイール*1

カタログ番号	品名
4922-1-002	ホフマン3 サムホイール 10個入パック 単回使用
4922-9-000	ホフマン3 サムホイール リアタッチメントツール

	医療機器届出番号	販売名
*1	13B1X10209000818	ホフマン3 創外固定システム
*2	13B1X10209000651	創外固定用器具器械

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: EF1-35
CS/IB 0.5m 07/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/