

# Gamma4™

## Hip Fracture Nailing System

ガンマ4 インターミディエイトネイル  
ヒップフラクチャー髓内釘システム



We have a **legacy**  
because we are **proven**



## Gamma4

## Intermediate Nail

臨床的なニーズから新たにインターミディエイトネイルを開発しました。インターミディエイトネイルにおいてもSOMAを活用し、骨形状に適合するようにデザインしました。

## SOMA-based nail design


- ▶ 解剖学的な前弯形状により、髓腔に適合しやすいデザイン
- ▶ Gamma3より近位部を5mm短縮し、ネイルの突出を防止
- ▶ AP Bend 3°により、挿入困難および整復位損失リスクを軽減
- ▶ ネイル遠位部前方に施された面取り加工により、挿入が簡便

## Distal locking screw option

- ▶ 遠位横止めスクリューの2本固定による安定性の獲得
- ▶ 軸と角度安定性を向上させるアドバンスドロッキングスクリュー\*の選択が可能

## Exclusive targeting sleeve

- ▶ インターミディエイトネイル専用のターゲットスリーブにより、ストレスフリーで遠位横止めスクリューの挿入が可能



## インターミディエイトネイル

カタログ番号 (左)	カタログ番号 (右)	径	頸体角	規格
83250240S	82250240S	10mm	125°	240mm
83252240S	82252240S	12mm		
83253240S	82253240S	13mm		

は、オプションサイズです。使用をご希望の場合は早めにご連絡ください。

\*Internal test report A0030043

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IN01-060  
MT/MI 2m 10/23

Copyright © 2023 Stryker  
Printed in Japan

医療機器承認/届出番号	販売名
30500BZX00094000	ガンマ4
13B1X10209000996	ガンマ4器械
23100BZX00064000	T 2 Alpha 脛骨

製造販売業者  
**日本stryker株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)