

stryker



Console CORE 2

Otimizando seus instrumentos



Console CORE 2

Gerando benefícios

O Console Equipamento Consolidado para Centro Cirúrgico [Consolidated Operating Room Equipment] (CORE -) 2 oferece um centro de controle conveniente e único para uma multiplicidade de instrumentos alimentados. Segue uma breve descrição das muitas capacidades e benefícios que ele traz a você e seus instrumentos.

Versatilidade

- Para uso em uma variedade de procedimentos cirúrgicos, incluindo aplicações ortopédicas, dentárias, ORL, neuro, coluna e endoscópica.
- Alimenta brocas, serras e condutores de ossos grandes e pequenos; raspadores de articulações grandes e pequenos; raspadores de ORL; pedais; moedores ósseos e irrigação.
- Corta, perfura, escareia, modela e alisa ossos, cimento ósseo e dentes.
- Ajuda a posicionar ou cortar parafusos, metal, cabos, pinos e outros dispositivos de fixação.

Personalização sem igual

- Mais de 100 perfis que podem ser armazenados e transferidos.
- A** - Aceleração e frenagem ajustáveis.
- B** - I.D. Software sensível a toque para torque personalizado, sensação tátil e precisão/desempenho de perfuração.
- Taxa de fluxo de irrigação ajustável.
- Três escolhas de pedal, cada uma com múltiplos botões para ajustar as funções desejadas.
- Maior amplitude de portfólio de produto compatíveis.

Custo e eficiência de fluxo de trabalho

- Console único suporta todas as especialidades; RDI de capital.
- Alimenta um espectro de dispositivos, reduzindo a necessidade de múltiplas fontes de alimentação.
- C** - Três portas de peça manual; sustenta duas peças manuais que não sejam de trabalho pesado simultaneamente.
- D** - Anéis de iluminação coloridos (5) exibem brocas e pedais correspondentes para um fluxo de trabalho livre e confiante.
- E** - Duas portas de pedal; capacidade de atribuir dois pedais a uma única peça manual.
- F** - Irrigação integrada; inserção e remoção em uma etapa.
- Compatibilidade com Gestor de Equipamento Inteligente [Smart Equipment Management] (SEM) futuro.
- Custos de rotina menores que o principal competidor, enquanto entregando mais vantagens.

Simplicidade

- Programação inteligente ativa automaticamente telas, opções e informações com base em dispositivos conectados.
- Ícones grandes e tela sensível ao toque de 7" com ângulo de visão de 170°.
- G** - Tons de áudio distintos denotam diferentes ações/alertas.
- Descrições de erro numéricas e textuais com dicas de resolução de problemas.
- Navegação plana e intuitiva com atalhos para maior velocidade.
- Melhorias de USB e suporte técnico localizado no local rápidos.
- Informações de contato do representante de vendas da Stryker podem ser armazenadas internamente.

Segurança

- Características de projeto embutidas fazem com que a operação segura exija o menor esforço possível.
- D** - Visibilidade constante iluminada em cores de brocas e pedais correspondidos.
- 13 anos de desempenho comprovado.
- 30.000 unidades de confiança no mundo todo.

Personalização sem comparação

Todos afirmam oferecer consoles e plataformas de instrumentos altamente customizáveis, mas nós entregamos.

Opções de preferência pessoal são projetadas em múltiplas características, dando a você formas incomparáveis de personalizar o seu sistema para habilidade e satisfação máximas.




I.D. Touch Software: sua sensação tátil perfeita

O que é I.D. Touch Software? Você poderia dizer que é um software. Ou que ele otimiza os motores elétricos da Stryker, como Drive e Drive+. Mas, também, acima de tudo, I.D.

Touch Software é a sua oportunidade para regular a resposta e o desempenho de perfuração para entregar a sensação tátil precisa que você quer.

É personalização total, não apenas RPMs/ velocidade

- Seu ajuste de torque preferido - 0-100%.
- Resposta de perfuração - sensibilidade baixa a alta quando pressão é aplicada.
- Sensação tátil e precisão/desempenho de perfuração. Um dos muitos ajustes de Opção de Motor.
- Armazenado no seu pré-ajuste; recuperado em dois toques.



Perfis de usuário: prontos quando

No Centro Cirúrgico, você e a sua equipe têm responsabilidades críticas em suas mentes. Parar para ajustar as preferências dos instrumentos pode ser inconveniente ou até mesmo interromper seu foco. Nossos perfis de usuário personalizados eliminam esta interrupção recuperando todas as suas preferências cuidadosamente pré-planejadas em apenas dois toques.



- Ajuste uma vez e elas são salvas permanentemente (armazena mais de 100).
- Copiar/editar permite a criação de múltiplos perfis sem começar do zero.
- As funções personalizáveis aparecem instantaneamente com base no dispositivo conectado e incluem RPMs, taxas de oscilação, direção, modo fixo/variável e muito mais.
- Transferíveis para outros Consoles CORE 2 via USB.

Uma classe exclusiva

Portfólios de brocas e instrumentos são tão boas apenas quanto seus condutores, e o nosso se distingue da multidão. Projetado com todos os recursos e acessórios, empodera seus instrumentos - e você - com capacidade e benefícios adicionais. Essas funções com valor adicional, combinadas com a potência e confiabilidade, são o motivo de 30.000 unidades de Console CORE serem confiadas no mundo todo.

	Console CORE 2 ¹	Medtronic IPC	Anspach EG1
Console universal para uso dentre especialidades (RDI de capital)	•		
Custo médio	•		
Amplitude de portfólios de instrumento compatíveis	•		
Anéis de iluminação coloridos indicando interruptores de mão/ pé correspondidos	•		
Capaz de acionar duas brocas simultaneamente	•		
Compatibilidade com Gestor de Equipamento Inteligente (SEM) futuro	•		
Personalização			
Capacidade de criar e armazenar perfis de usuário	•		
I.D. Touch Software para sensação tátil e resposta de perfuração personalizadas	•		
Fluxo de irrigação ajustável	•	•	•
Ajustes de freio ajustáveis	•		
Ajustes de aceleração ajustáveis	•		
Opções de peças manuais elétricas destacáveis	•		
3 opções de pedal elétrico Botões de pedal personalizáveis	•		•
Botões Customizáveis de pedal	•		

CORE

Solução

Brocas líderes, console líder

Nosso console é projetado com funções e software que ajudam você a obter os benefícios máximos das brocas e instrumentos alimentados da Stryker, incluindo aqueles mostrados aqui. E sua compatibilidade universal simplifica o seu investimento de capital, local de trabalho e treinamento de produto.

CORE significa Consolidated Operating Room Equipment [Equipamento Consolidado para Centro Cirúrgico], mas significado figurativo também soa verdadeiro.

Nosso console é essencial para o que você faz. Ele funciona dentre múltiplas especialidades e com nossos vastos portfólios de brocas e instrumentos de classe mundial. Aqui está um instantâneo de como o Console CORE 2 desempenha um papel integral na otimização dos investimentos e da eficiência do seu Centro Cirúrgico.



Seu sistema. Seu jeito.

Com pedais, cassetes de irrigação, um carrinho móvel e muitos outros acessórios, você pode criar o sistema que você quer e facilitar sua gestão.

Pedais de primeira classe

Receba a sua escolha de três pedais, cada um com múltiplos botões para ajustar funções desejadas, tais como ligar/ desligar irrigação, direção para frente/ para trás, alterar a atribuição da porta da broca, alterar RPMs e mais.



Pedal NSE

Com 4 botões de recurso (dois à esquerda, dois à direita).

Pedal Bidirecional

Pedal duplo com três botões de recurso.

Pedal uni-direcional

Pedal único com dois botões recurso.



Irrigação sem complicação

Nossa irrigação integrada frontal, com inserção e remoção em uma etapa, simplifica a instalação, sem a necessidade de componentes de hardware extras para fixar ou tubos para rosquear. Os usuários amam seu suporte de haste I.V., auto preparação e taxa de fluxo ajustável.

Carrinho conveniente

Com oito gavetas, duas cestas e uma área de superfície superior, este carrinho comporta o seu Console CORE 2, pedais e um inventário completo de acessórios de corte. Organize como quiser e aplique etiquetas de gaveta personalizadas para facilitar a gestão.



Aqui para ajudar você

O seu representante de vendas de NSE está feliz em ajudar você a tirar o máximo do seu Console CORE 2, e ajudar a configurá-lo para as suas necessidades e preferências específicas. Ele(a) também pode facilitar a implementação e o treinamento correspondentes. Recursos adicionais incluem:

Educação - com laboratório móvel ou cursos de terceiros, você nunca ficará sem treinamento e dicas para otimizar os benefícios do produto.

strykernsemeded.com

Serviços ProCare - aumente seu sistema com uma variedade de planos de serviço ProCare dedicados, entregues por técnicos localizados.

strykerneurotechnology.com/services

Flex Financeira - proporciona um número de opções de pagamento para ajudar a tornar possível a sua nova compra.

strykerneurotechnology.com/services

1. Dados da concorrência refletem informações acessadas por meio de materiais de marketing, IDUs e websites de empresas até Maio de 2017.

* Nomes de cirurgiões e preferências são para fins de demonstração para representar a personalização do console

Encomende ou saiba mais

Aqui estão apenas alguns dos componentes disponíveis do Console CORE 2. Para uma listagem completa - ou mais informações sobre o Console CORE 2 ou a Stryker NSE - favor entrar em contato com o seu representante de vendas da NSE, 800 253 3210 ou visitar nse.stryker.com.

Número de peça	Descrição do produto
5400-052-000	Console CORE 2
0996-851-011	Cabo de energia do CORE 2
5400-410-000	Carrinho de acessórios CORE
5400-007-000	Pedal NSE
5100-007-000	Pedal unidirecional
5100-008-000	Pedal bidirecional
5400-050-001	Cassete de irrigação descartável
5400-050-002	Cassete de irrigação descartável duplo

Neuro Coluna ORL

Este documento é pretendido exclusivamente para o uso de profissionais da saúde. Um cirurgião deve sempre confiar em seu próprio julgamento clínico profissional ao decidir sobre a utilização de um produto em particular ao tratar de um paciente em particular. A Stryker não oferece conselhos médicos e recomenda que os cirurgiões sejam treinados na utilização de qualquer produto particular antes de utilizá-lo em cirurgia.

As informações apresentadas têm por objetivo demonstrar um produto da Stryker. Um cirurgião deve sempre consultar a inserção da embalagem, o rótulo do produto e/ou instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável), antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita às práticas regulatórias e/ou médicas em mercados individuais. Favor entrar em contato com seu representante da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área.

A Stryker Corporation ou suas afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviços: CORE, I.D. Touch, Drive, ProCare, RemB, S2, Stryker e Sumex. Todas as demais marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou titulares.

9100-003-853 Rev A
G55/PS
Copyright © 2017 Stryker



Stryker Corporation
Rua Urussuí, 300 - 6º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04542-051
11 5189-2500

INS-BR-CORE2-PR, 10/2019
nse.stryker.com