

Sage

# PrimaFit®

Prise en charge externe de l'urine pour l'anatomie féminine

## Connexion facile

L'adaptateur de tubulure d'aspiration permet une connexion facile à la tubulure de l'hôpital

## S'adapte à une vaste gamme de types de corps


La tubulure longue et flexible permet plusieurs angles de tubulure d'aspiration

## Tampon adhésif doux

Maintient le dispositif en place et peut être retiré facilement et délicatement

## Aide à garder la peau sèche

Le tissu ultra doux détourne l'urine de la peau




## Ajustement flexible

S'adapte à l'anatomie de la patiente et maintient sa forme pendant toute la durée d'utilisation

## Reste en place

L'extrémité souple et fuselée s'adapte délicatement à la zone périnéale



Aide à favoriser le **retrait précoce de la sonde**

## S'attaquer au facteur de risque n° 1 de l'infection urinaire associée à une sonde vésicale, la sonde à demeure¹

Le PrimaFit est un système externe de prise en charge de l'urine conçu pour aider à prendre en charge l'incontinence urinaire chez les patientes ayant une anatomie féminine et à promouvoir le retrait précoce de la sonde, en s'attaquant au facteur de risque n° 1 des infections urinaires associées à une sonde vésicale. Le PrimaFit sert d'alternative aux protections contre l'incontinence, aux couches ou, parfois, aux sondes lors du passage des patientes à une continence indépendante.

Lorsqu'il est correctement positionné, le tissu ultra doux du PrimaFit détourne l'urine de la peau de la patiente. L'urine est ensuite absorbée dans le cœur du système et aspirée dans un réservoir de collecte, ce qui aide à maintenir la peau sèche et à s'attaquer à un facteur de risque de dermatite associée à l'incontinence (DAI).

**Pas de sonde. Pas d'infection urinaire associée à une sonde vésicale.**

Environ

**75 %**

des infections urinaires nosocomiales sont **associées à une sonde urinaire à demeure¹**.



(1) PrimaFit, taille adulte/paquet

**40 dispositifs/boîte**  
**N° de commande 5400**