



Ferramentas Elétricas para Grandes Ossos

Peças de mão System 8, acessórios, baterias e cases de esterilização

As ferramentas elétricas System 8 da Stryker oferecem mais confiabilidade e resistência a longo prazo. A família System 8 foi desenvolvida trabalhando em estreita colaboração com cirurgiões ortopédicos e funcionários do hospital para melhorar o desempenho.

Entre os avanços das ferramentas elétricas do System 8, a ergonomia aprimorada oferece aos cirurgiões uma posição melhor e mais neutra do pulso, e as áreas texturizadas ajudam a proporcionar uma aderência mais firme. Um mandril de broca sem chave, rápido e eficiente, evita o afrouxamento por meio de um mecanismo de travamento secundário, e o material e o revestimento avançados nas pinças ajudam a evitar a aderência e o escorregamento, preocupações comuns. As peças de mão são construídas para serem lavadas ativamente - podendo ser submersas temporariamente quando você precisar fazer isso durante a limpeza, antes da esterilização. Além disso, as células de bateria de alta capacidade do System 8 fornecem energia e tempo de atividade mais consistentes - aumentando a confiabilidade durante cirurgias longas e desafiadoras. O design do trem de acionamento de serra sagital System 8 também maximiza a confiabilidade. O System 8 é um dispositivo inteligente que se conectará ao Smart Equipment Management (SEM), um módulo de dados on-line projetado para ajudar a otimizar o gerenciamento dos dispositivos inteligentes da Stryker por meio de dados acionáveis derivados de dispositivos. O SEM fornece

- Manutenção proativa de dispositivos
- Uso equilibrado do produto
- justificação de gastos

9100-004-802 Rev None

EZout™ Sistema de Revisão Acetabular Elétrico

- O sistema completo de ferramentas elétricas para cirurgias de revisão de quadril permite que os cirurgiões removam consistentemente um copo acetabular em três a cinco minutos e melhorem consideravelmente os resultados em comparação com as ferramentas de revisão manual de copos. *

8202-999-000	EZout System
8202-000-000	EZout System saw

Perfuradores de gatilho simples e duplo

- Melhor ergonomia, submersibilidade e chave integrada de perfuração / resma

8203-000-000	Perfurador de gatilho único
8205-000-000	Perfurador de gatilho duplo

Serra Reciprocante

- Melhor ergonomia, submersibilidade e velocidades de corte duplas a 10.000 cpm e 13.000 cpm

8206-000-000	Serra Recíproca
---------------------	-----------------

Serra de Esterno

- Melhor ergonomia, submersibilidade e velocidades de corte duplas a 11.000 cpm e 14.000 cpm

8207-000-000	Serra de esterno
---------------------	------------------



EZout System saw
8202-000-000



Perfurador de gatilho duplo
8205-000-000



Serra Recíproca
8206-000-000



Sternum saw
8207-000-000

*Resultados de um estudo comparativo submetido para publicação usando osso sintético material em um ambiente controlado.

Serra Sagital

- As melhorias de qualidade na serra sagital do System 8 aumentam bastante a confiabilidade, minimizando o descentralização do produto e, ao mesmo tempo, oferecendo velocidade e desempenho de corte otimizados. *

8208-000-000 Serra Sagital



Serra Sagital
8208-000-000

Serra Stryker Precision®

- Uma serra de ponta oscilante que reduz o ruído e a vibração, aprimorando o controle da peça de mão para uma experiência cirúrgica mais precisa.

8209-000-000 Serra Stryker Precision



Serra Stryker Precision
8209-000-000

System 8 Cordless driver

- Uma evolução do driver Cordless da Stryker, o Cordless driver System 8 oferece a confiança necessária para perfurar, cortar e escarear em procedimentos de med esportiva e trauma. Além disso, nossa exclusiva tecnologia PowerBeam oferece um aumento significativo no torque, para enfrentar procedimentos desafiadores de fresagem

4505-000-000 System 8 Cordless driver



System 8 Cordless driver
4505-000-000

SABO® Serra sagital

- A próxima geração da serra SABO da Stryker, a serra sagital System 8 SABO leve, proporciona velocidade de corte, controle e precisão otimizados em todos os casos.

4508-000-000 SABO Sagittal Saw



SABO Sagittal Saw
4508-000-000

*Comparado com Sistema 7

Adaptadores rotativos

8203-026-000	Dual trigger wire collet 0.7 – 2.0mm
8203-036-000	Single trigger wire collet 0.7 – 2.0mm
8203-126-000	Dual trigger pin collet 2.0 – 3.2mm
8203-136-000	Single trigger pin collet 2.0 – 3.2mm
8203-226-000	Dual trigger large collet 3.0 – 4.2mm
8203-236-000	Single trigger large collet 3.0 – 4.2mm
8203-133-000	1/4" (6.4mm) Locking keyless chuck
6203-110-000	Small AO quick connect
6203-113-000	Hudson attachment
6203-131-000	1/4" adjustable keyed chuck with key
6203-132-000	5/32" adjustable keyed chuck with key
6203-150-000	Modified trinkle quick connect
6203-160-000	Trinkle attachment
6203-210-000	Large AO quick connect
6203-215-000	DHS/DCS quick connect
6203-170-000	Triathlon adaptor
7207-003-000	Protetor de pleura
7207-002-000	Protetor longo de pleura



**Dual trigger wire collet
0.7 – 2.0mm
8203-026-000**



**Dual trigger large collet
3.0 – 4.2mm
8203-226-000**



**1/4" (6.4mm) Locking keyless chuck
8203-133-000**

Adaptadores System 8 Cordless driver

4505-133-000	1/4" (6.4mm) Locking keyless chuck
4505-134-000	5/32" (4.0mm) Locking keyless chuck
4100-131-000	1/4" Drill chuck with key
4100-132-000	5/32" Drill chuck with key
4405-210-000	POWERream large AO
4405-213-000	POWERream hudson
4405-231-000	POWERream 1/4" chuck with key
4405-235-000	POWERream hudson modified trinkle
4405-260-000	POWERream trinkle
4100-126-000	Adjustable pin collet 2.0–3.2mm
4100-062-000	Wire collet 0.7–1.8mm
4100-125-000	Pin collet 2.0–3.2mm
4100-225-000	Pin collet 3.0–4.2mm
4100-110-000	Small AO drill
4100-120-000	T-Latch
4100-135-000	Hudson modified trinkle drill
4100-160-000	Trinkle drill
4100-210-000	Large AO reamer
4100-231-000	1/4" Reamer chuck with key
4100-235-000	Hudson modified trinkle reamer
4100-260-000	Trinkle reamer
4100-215-000	DHS/DCS reamer
4100-355-000	Radiolucent right angle drive
4100-400-000	Sagittal saw attachment
4100-410-000	Right angle drive adaptor
4100-600-000	1:1 Bur attachment
4100-700-000	High speed bur attachment



**1/4" (6.4mm) Locking keyless chuck
4505-133-000**



**1/4" Drill chuck with key
4100-131-000**



**POWERream hudson modified trinkle
4405-235-000**



**POWERream 1/4" chuck with key
4405-231-000**



**Hudson modified trinkle drill
4100-135-000**



**Trinkle reamer
4100-260-000**

Baterias

- As baterias do System 8 podem permanecer na prateleira por 30 dias sem comprometer o desempenho. Além disso, o isolamento dentro de cada bateria significa maior resistência a danos térmicos durante exposição prolongada a altas temperaturas

8212-000-000 Bateria pequena System 8

8215-000-000 Bateria grande System 8

Carregador de bateria universal

Contagem do ciclo e estado de saúde

- Esses recursos permitem que a equipe veja quantas vezes a bateria foi carregada e obtenha uma estimativa da capacidade de armazenamento da bateria

Leitura do diagnóstico de superexposição da autoclave

- Isso informará a equipe se a bateria foi superexposta na autoclave (superaquecida). Isso pode levar a uma perda de energia na bateria

7110-120-000 Carregador de bateria universal



Bateria pequena System 8
8212-000-000



Bateria grande System 8
8215-000-000



Carregador de bateria universal
7110-120-000



Soluções de esterilização para grandes ossos

Sistemas de esterilização de ferramentas elétricas

As equipes cirúrgicas precisam de total confiança no equipamento usado na sala de operações. Os sistemas de esterilização de ferramentas elétricas da Stryker apresentam detalhes aprimorados - com base nas solicitações de profissionais de saúde como você - para atender e exceder as demandas de sua equipe. Esse projeto mais recente oferece maior eficiência e facilidade de uso na sala de operações, além de controles de custos para suas instalações.

Soluções de esterilização

Oferta de cases para esterilização

- Pastilhas que são compatíveis com arruela automatizada
- Pára-choques de borracha para evitar rasgar o envoltório azul
- Gráficos de instrução • Suportes de exibição
- Opção de recipiente selado para eliminar o invólucro azul

Pacotes de caixas de esterilização

7102-450-000	S7 4HP pacote de case esterilização(3/4 size x 8")
7102-454-000	S7 3HP pacote de case esterilização((3/4 size x 6")
7102-453-000	S7 Sternum/SABO Saw pacote de case esterilização(1/2 size x 6")
7102-452-000	S7 2HP pacote de case esterilização (1/2 size x 8")
7102-458-000	Asseptico 2HPs pacote de case esterilização (full size x 6")
7102-455-000	Pacote para bateria asséptica para o case esterilização (full size x 6")

Fundos e tampas de caixas de esterilização

7102-450-040	Cordless driver 4 and SABO Saw2/4HP parte inferior e tampa da caixa (3/4 size x 8")
7102-454-040	3HP parte inferior e tampa da caixa(3/4 size x 6")
7102-453-040	S7 Sternum/SABO Saw cparte inferior e tampa da caixa (1/2 size x 6")
7102-452-040	2HP parte inferior e tampa da caixa 1/2 size x 8")
7102-455-040	Asseptica 2HP/ battery housing/shield parte inferior e tampa da caixa(full size x 6")

Perforated sterilization container bundles

7102-550-000	S7 4HP pacote de contêineres perfurados (3/4 size x 8")
7102-554-000	S7 3HP pacote de contêineres perfurados (3/4 size x 6")
7102-553-000	S7 Sternum/SABO Saw pacote de contêineres perfurados (1/2 size x 6")
7102-552-000	S7 2HP pacote de contêineres perfurados (1/2 size x 8")
7102-558-000	Asseptico 2HP pacote de contêineres perfurados (full size x 6")
7102-555-000	Asseptico badeira caixa pacote de contêineres perfurados (full size x 6")



S7 4HP pacote de malas de esterilização (3/4 size x 8")
7102-450-000



2 pacote de estojo de esterilização para peça de mão (1/2 size x 8")
7102-452-000

Soluções de esterilização

Continuação

Containers de Fundo perfurado

7102-550-020	Cordless driver 4 and SABO Saw2/4HP perforated container bottom (3/4 size x 8")
7102-552-020	3HP Containers de Fundo perfurado (3/4 size x 6")
7102-553-020	S7 Sternum/SABO Saw Containers de Fundo perfurado (1/2 size x 6")
7102-562-020	2HP Containers de Fundo perfurado(1/2 size x 8")
7102-555-020	Aseptic 2HP/aseptic battery housing/shield Containers de Fundo perfurado (full size x 6")

Pacotes de contêineres sólidos para esterilização

7102-650-000	S7 4HP Pac de contêineres sólidos para esterilização (3/4 size x 8")
7102-654-000	S7 3HP ac de contêineres sólidos para esterilização (3/4 size x 6")
7102-653-000	S7 Sternum/SABO Saw ac de contêineres sólidos para esterilização (1/2 size x 6")
7102-652-000	S7 2HP ac de contêineres sólidos para esterilização (1/2 size x 8")
7102-658-000	Aseptic 2HP ac de contêineres sólidos para esterilização (full size x 6")
7102-655-000	Aseptic battery housing ac de contêineres sólidos para esterilização (full size x 6")

Fundos sólidos de recipientes

7102-650-020	Cordless driver 4 and SABO Saw2/4HP Fundos sólidos de recipientes (3/4 size x 8")
7102-652-020	3HP Fundos sólidos de recipientes (3/4 size x 6")
7102-653-020	S7 Sternum/SABO Saw Fundos sólidos de recipientes (1/2 size x 6")
7102-662-020	2HP Fundos sólidos de recipientes (1/2 size x 8")
7102-655-020	Aseptic 2HP/aseptic battery housing/shield Fundos sólidos de recipientes (full size x 6")



3HP Containers de Fundo perfurado (3/4 size x 6")

7102-552-020



S7 3HP Fundos sólidos de recipientes (3/4 size x 6")

7102-654-000

Soluções de esterilização

Continuação

Bandejas de inserção

4405-452-010	Cordless driver 4 and SABO2 Saw Bandejas de inserção
7102-450-010	S7 4HP Bandejas de inserção
7102-454-010	S7 3HP Bandejas de inserção
7102-453-010	S7 Sternum/SABO Saw Bandejas de inserção
7102-452-010	S7 2HP Bandejas de inserção
7102-458-010	Aseptic 2HP Bandejas de inserção
7102-459-010	EZout System Bandejas de inserção
7102-455-010	Aseptic battery housing Bandejas de inserção

Tampas de contêiner

7102-550-030	Cordless driver 4 and SABO2 Saw/4HP/3HP Tampas de contêiner (3/4 size)
7102-553-030	S7 Sternum/SABO Saw/2HP Tampas de contêiner(1/2 size)
7102-555-030	Aseptic 2HP/aseptic battery housing/shield container lid (full size)

Accessorios (uso unico)

7102-550-110	Bloqueio inviolável - 1000/box
7102-550-120	Bloqueio inviolável com indicador- 1000/caixa
7102-550-130	Cartão indicador de processo- 250/caixa
7102-550-140	Filtro - 1000/caixa
7102-550-150	Filtro com indicador de vapor - 1000/caixa



Cordless driver 4 e SABO2 Saw Bandejas de inserção
4405-452-010



Bandeja de inserção aséptica para 2 HP
7102-458-010



Bloqueio inviolável com indicador de vapor - 1000/caixa
7102-550-120



Filtro com indicador de vapor (1,000/caixa)
7102-550-150

Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para decidirem se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da saúde que estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da Stryker. Os profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado.

Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região.

Todas as marcas registradas são marcas registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação.

Stryker Instruments
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo, MI 49001 USA
t: 269 323 7700 f: 800 999
3811 toll free: 800 253 3210
www.stryker.com

INS_BR_SYS8-PT-04/2020